

Ключевые функции

Phonak Bolero B

AutoSense OS™

Благодаря операционной системе AutoSense OS, слуховые аппараты Bolero B способны распознать больше разных повседневных ситуаций, в которых бывает пользователь, и автоматически к ним адаптироваться. Система анализирует звуковое окружение, а затем в реальном времени с точностью отбирает и соединяет в нужной пропорции компоненты различных программ, чтобы качество звучания всегда оставалось одинаково высоким.

Речь в машине

Уменьшает характерный для автомобиля широкополосный шум, облегчая общение и снижая слуховое напряжение.

Комфорт в эхе

Уменьшает усиление на частоте реверберации, устраняя искажения и повышая комфортность.

Речь в громком шуме

Фокусируется на единственном голосе в условиях диффузного шума, благодаря чему повышается разборчивость речи. Алгоритм StereoZoom теперь адаптируется к движущимся и асимметричным источникам шума, повышая разборчивость речи на величину до 60%.¹

Генератор шума Tinnitus Balance

Встроенный генератор шумов способствует обогащению звуковой среды и может использоваться в качестве составной части индивидуальной программы борьбы с шумом в ушах.

¹ Клинические испытания Phonak, апрель 2011

Уровни функциональности Phonak Bolero B

	Премиум (B90)	Бизнес (B70)	Стандарт (B50)	Эконом (B30)
AutoSense OS	Премиум	Бизнес	Стандарт	Эконом
Тихая ситуация	•	•	•	•
Речь в шуме	•	•	•	•
Комфорт в шуме	•	•	•	
Музыка	•	•		
Речь в громком шуме	•			
Речь в машине	•			
Комфорт в эхе	•			
Дополнительные программы				
Максимум доп. программ	5	5	5	5
Речь на ветру	•			
Комфорт в эхе	•			
Речь в громком шуме	•	•		
Речь на 360°	•	•		
Речь в шуме	•	•	•	•
Тихая ситуация	•	•	•	•
Комфорт в шуме	•	•	•	•
Музыка	•	•	•	•
Акустический телефон	•	•	•	•
Собственная программа	•	•	•	•
Программы стриминга				
Максимум программ стриминга	4	4	4	4
Bluetooth audio + микрофон	•	•	•	•
Bluetooth phone + микрофон	•	•	•	•
RemoteMic / Roger	•	•	•	•
Аудиовход	•	•	•	•

Функции	Премиум (B90)	Бизнес (B70)	Стандарт (B50)	Эконом (B30)
UltraZoom	Премиум	Бизнес	Стандарт	Эконом
SNR-Boost	•	•	•	
FlexControl	•	•	•	
FlexVolume	•	•	•	
DuoPhone	•	•	•	
SoundRecover2	•	•	•	•
Настройка по предпочтениям пользователя	•	•	•	•
Real Ear Sound	•	•	•	
Каналы точной настройки	20	16	12	8
WhistleBlock	•	•	•	•
NoiseBlock	•	•	•	•
WindBlock	•	•		
EchoBlock	•			
SoundRelax	•	•		
QuickSync	•	•	•	•
AOV	•	•	•	•
Tinnitus Balance	•	•	•	•
auto Acclimatization	•	•	•	•