



# Bli Sveriges mest attraktiva mötesplats

Är alla välkomna i era lokaler?



# Hör alla tillräckligt bra i era lokaler?

Dagligen vistas miljontals människor i offentliga miljöer som till exempel hotell, museum, bibliotek och konferensanläggningar.

Många tänker inte på att en del har svårt att höra allt som sägs och därför riskerar att missa information som är intressant eller viktig för dem, eftersom lokalerna de vistas i saknar rätt utrustning för att alla ska kunna höra.

Enligt lag ska offentliga miljöer i Sverige vara tillgängliga för personer med funktionshinder. Personer med nedsatt hörsel ska till exempel kunna ta del av guidade visningar och delta i öppna föreläsningar på lika villkor som normalhörande.

Samtidigt är miljöer där många människor möts ofta krävande för personer med nedsatt hörsel. Bakgrundsljuden är många och de akustiska förutsättningarna är sällan optimala för en god talförståelse.

I denna broschyr visar vi hur enkelt dina lokaler kan bli tillgängliga för alla med nedsatt hörsel tack vare Roger™-systemet.



# Alla ska kunna höra i offentliga miljöer

---

## Hotell och konferens

Första intrycket är väldigt viktigt. Välkomna alla era gäster, även de med nedsatt hörsel, på bästa tänkbara sätt redan vid incheckningen.

I en konferenslokal behöver alla deltagare uppfatta vad som sägs. Låt alla få ut lika mycket av sin vistelse hos er, både personer med nedsatt hörsel och deras normalhörande kollegor.

Med enkla och effektiva hjälpmedel kan även personer med nedsatt hörsel tillgodogöra sig all viktig information.



---

## Reception

De flesta hotell och konferensanläggningar har en reception. Den besöker man oftast för att få information om något och för personer med nedsatt hörsel kan det vara väldigt frustrerande att inte höra svaret på sin fråga.

Det är jobbigt att fråga om och riskera att fortfarande inte uppfatta vad som sägs.

Att ha tillgång till ett enkelt hörhjälpmedel i receptionen kan göra stor skillnad för besökare med nedsatt hörsel.



---

## Guidning

Varje dag genomförs guidade turer på museum, stadsvandringar och utflykter.

En hörapparat är till utmärkt hjälp för personer med nedsatt hörsel, men eftersom den fungerar bäst på cirka 1,5 meters avstånd är det ofta svårt att höra vad en guide säger som står en bit bort och som dessutom vänder ryggen mot gruppen.

Med en mikrofon som guiden pratar i och trådlösa mottagare till åhörarna så hör alla lika bra, oavsett om man har nedsatt hörsel eller ej.




# Hörselprodukter för ökad tillgänglighet och delaktighet

Roger-produkter gör det möjligt för personer med nedsatt hörsel att höra tal även på avstånd. Det betyder att man inte måste anstränga sig lika mycket på möten eller i situationer med mycket bakgrundsljud. Det är bara att lyssna och delta.

- **Flexibelt system** där antalet mikrofoner och mottagare anpassas efter kundens behov
- **Ljudkvaliteten** är viktig för att känna sig delaktig i alla situationer
- **Portabelt system** som kan användas var helst, när som helst
- **Enkel lösning** med en eller flera mottagare som ansluts till en mikrofon med ett enkelt knapptryck
- **Ingen installation krävs**, bara ladda och starta
- **Designen** på produkterna gör att de klarar av utmanande miljöer och samtidigt är enkla och intuitiva att använda
- **Ingen fast T-slinga krävs** för att använda det portabla Roger-systemet
- **Systemet passar alla** och besökarna blir hjälpta av att ljudet förstärks och blir tydligare, oavsett om de har nedsatt hörsel eller ej

# Vad är ett Roger-system?

Ett Roger-system består av en eller flera Roger-mikrofoner med tillhörande Roger-mottagare tillsammans med antingen hörapparater eller implantat. Roger-systemet fångar upp talarens röst och överför den trådlöst till lyssnaren, samtidigt som det minskar bakgrundsbullret.



---

## Provlyssna och upplev skillnaden

Det är först när man testar utrustningen som man verkligen förstår hur Roger-systemet gör skillnad och är ett värdefullt hjälpmedel i alla tänkbara situationer.

Om ni vill erbjuda era besökare en enkel utrustning med hög kvalitet och flexibilitet, gå in på [www.rogertrial.com](http://www.rogertrial.com) och registrera en mailadress. Vi kommer då att kontakta er personligen och ni får möjlighet att prova produkterna i er egen offentliga miljö och höra vilken skillnad det gör. Vi erbjuder era besökare en värld de inte trodde fanns!

[www.rogertrial.com](http://www.rogertrial.com)

# Produkter och lösningar

Vi lever idag i ett snabbväxande samhälle. Förutsättningarna förändras hela tiden och vi flyttar oss ofta mellan olika lokaler och deltar i olika aktiviteter. Det ställer krav på både rörlighet och samarbete.

Roger-systemet består av trådlösa mikrofoner och mottagare som ansluts till hörapparater eller implantat. Talet hörs direkt i hörapparaten utan störande bakgrundsljud.



---

## Roger EasyPen

Roger EasyPen är en mikrofon som förbättrar din taluppfattning i buller och på avstånd.

Den minskar störande bakgrundsljud och gör att du följer med i alla samtal.



---

## Roger MyLink

Halsslingemottagare med volymkontroll.

Fungerar med alla hörapparater eller implantat med telespole.



Med högtalare speciellt framtagna för tal skapas ett jämnt och bra ljud i hela rummet. Roger Dynamic SoundField-systemet mäter rummets bullernivå kontinuerligt och optimerar sin inställning automatiskt så att talet förblir starkt och tydligt för alla deltagare i hela lokalen.

Bara anslut och starta konferensen.



---

## Roger Touchscreen Mic

Personen som talar använder en mikrofon som bärs i ett halsband.



---

## Roger DigiMaster

Deltagarna i lokalen lyssnar på den som talar via högtalare.

Högtalaren monteras på vägg eller placeras stående med golvställ.  
Ljudet blir lika bra för alla i hela lokalen.

# Tre ljudfrågor till tre av Sveriges största hotellkedjor

Events och konferenser är en del av jobbet för många människor, med eller utan hörselnedsättning. Men hur står det till med ljudmiljön egentligen? Är konferensanläggningarna utrustade med rätt teknik?

Phonak ställde några frågor till tre av Sveriges största hotellkedjor:

1. Hur viktig är ljudmiljön i en hotell-/konferensanläggning?
2. Vilka hörhjälpmedel finns i konferens-/mötesrum hos er?
3. Vilken är Sveriges bästa konferensanläggning för personer med nedsatt hörsel?



Foto: Lammhults Möbel AB

## Scandic Hotels

*Magnus Berglund, Accessibility Ambassador*

1. Ljudmiljön är viktig! Viktigare än man kanske tror och det gäller för samtliga gäster, oavsett om de hör bra eller inte.
2. Vi erbjuder teleslinga för konferensen och i receptionen. Till hotellrummet kan den som vill låna en väckarklocka som vibrerar vid larm och även vid brandlarm.
3. Vi får beröm för flera av våra hotell. Det är mycket olika hur våra gäster bedömer vilket hotell som just de tycker fungerar bäst.

## Nordic Choice Hotels

*Gustav Stenbeck, Director Sustainability & Security*

1. Självklart viktigt. Akustiken har hög prioritet på alla våra 180 hotell och när vi bygger om eller bygger nytt.
2. Teleslingor finns i alla större konferensrum. Mobila, vibrerande larm finns på alla våra hotell för utlåning. Övriga tekniska hjälpmedel skiftar från hotell till hotell.
3. Clarion Hotel Sign är ett av våra hotell som ligger bra till. Ett kvitto på det är att företaget Funka arrangerat Sveriges största tillgänglighetsdagar just här hos oss.

## Sweden Hotels

*Eva Palmgren, VD*

1. Ljudmiljön är oerhört viktig för alla deltagare på konferenser och möten. Ett möte handlar om kommunikation och interaktion mellan flera parter och det förutsätter att alla deltagare kan ta del av diskussioner och föredragshållare. Om deltagarna inte hör vad som sägs kan de inte heller vara delaktiga.
2. De flesta hotell erbjuder ljudanläggningar, och några även hörslingor.
3. Sweden Hotels i Örebro är oerhört duktiga inom Corporate Social Responsibility, CSR, och de är ett föredöme för alla i vår bransch.

---

## Life is on

Vi på Phonak vet att god hörsel är en förutsättning för att delta i livet fullt ut. I över 70 år har vi följt vår övertygelse och utvecklat banbrytande hörsellösningar som berikar våra användares liv, socialt och känslomässigt. Life is on.

[www.phonak.se/roger](http://www.phonak.se/roger)