

## Överbryggar taluppfattningsproblem

### Vad är Roger?

Roger är en digital trådlös standard som har utformats särskilt för att förbättra din hörsel funktion<sup>1</sup>.

### Kommunicera

Det moderna klassrummet kan vara en svår lyssningsmiljö. Lyckad kommunikation är ofta nyckeln till framgång i den miljön.

### Delta

När du har nedsatt hörsel blir du expert på att hitta lösningar i situationer där det är svårt att höra. Detta kan vara tidskrävande, känslomässigt svårt och begränsar ofta din förmåga att delta fullt ut och kommunicera med dina klasskamrater.

### Lyssna


Trådlösa Rogermikrofoner kan användas tillsammans med moderna hörapparater i en lösning som förbättrar hörsel funktionen och underlättar ditt deltagande i klassrummet.

<sup>1</sup>Mülder, H. (2013). Roger and hearing instruments. Excellent speech understanding in high noise levels. Phonak Field Study News, retrieved from [www.phonakpro.com/evidence](http://www.phonakpro.com/evidence), accessed November 14th, 2017.

## Life is on

Vi på Phonak vet att god hörsel är en förutsättning för att delta i livet fullt ut. I över 70 år har vi följt vår övertygelse och utvecklat banbrytande hörsellösningar som berikar våra användares liv, socialt och känslomässigt. Life is on.

[www.phonak.se](http://www.phonak.se)



# Roger™ hörselprodukter för högskola och universitet

# Livskvalitet är när du kan fokusera på skolan istället för på att höra

Även de mest kraftfulla hörapparaterna har begränsningar. Roger-sortimentet består av trådlösa mikrofoner och mottagare. De fångar upp talarens röst och överför den till mottagarna som är anslutna till dina hörapparater så att du kan höra tal tydligt på avstånd och i buller.

## Roger-mikrofoner



### Roger Table Mic II

Ett system för olika sorters samtal där flera mikrofoner kan anslutas för stora grupper.



### Roger Select™

En flexibel mikrofon som automatiskt väljer personen som talar samt har Bluetooth® för telefonsamtal.



### Roger Pen™

En smidig mikrofon med unik design och Bluetooth för telefonsamtal.

## Roger-mottagare



### Roger designintegrerad

Anslut till en Phonak hörapparat och valda implantat.



### Roger X

Universell miniaturmottagare.



### Roger MyLink

Halsslingsmottagare för hörapparater eller implantat med telespole.

Det är i situationer med bakgrundsbuller eller där ljudkällan befinner sig på avstånd som Roger verkligen utmärker sig:

### Mindre diskussioner




Diskussioner i liten grupp kan vara ansträngande för elever med hörapparat. Lägg en mikrofon på bordet så hör du dina klasskamrater tydligt.

### Stora diskussioner



I stora gruppdiskussioner kan du behöva mer än en bordsmikrofon. Du kan använda så många Roger Table Mic II som du behöver.


### Föreläsning med en professor



Föredragshållare står ofta en bit från publiken. När föredragshållaren bär Roger Select kopplas den smidigt samman med bordsmikrofonen.


Fler situationer där Roger kan övervinna kommunikationssvårigheter:

### Samtal på tu man hand i buller




Om det är mycket störande ljud i omgivningen kan du be din klasskamrat att bära en Rogermikrofon runt halsen eller på kragen.

### Multimedia



Videomöten och webinarier används ofta för distansutbildningar. Anslut Roger Table Mic II med den medföljande ljudkabeln.

### Telefonsamtal



När du ansluter Roger Pen eller Roger Select till din telefon via Bluetooth kan du höra telefonsamtal direkt genom dina hörapparater eller implantat.