

Phonak Fast Facts

roger

Roger™ Touchscreen Mic

Lättare att lära med Roger

Vad är det?

Roger Touchscreen Mic är det senaste nytilskotten i Roger för utbildning. Den överför talarens röst direkt till lyssnaren, vilket ger upp till 35% bättre tal i buller jämfört med Dynamic FM och imponerande 54% jämfört med andra FM-system.¹ Det nya användargränssnittet med en pekskärm och indikatorljus gör Roger Touchscreen Mic lättanvänd och intuitiv. Den visar enkelt och effektivt för såväl lärare och elever om mikrofonen är på eller av.

Hur använder jag det?

Roger Touchscreen Mic analyserar tal- och bullernivåer kontinuerligt och optimerar systemets funktionalitet och prestanda. Den kan användas av en lärare (halsbandsläge), placeras på ett bord med en mindre grupp på 2-5 elever (gruppläge) eller också kan eleven rikta den mot personen som han eller hon vill höra om personen är nära (intervjuläge).

Hur fungerar gruppläget?

Roger Touchscreen Mic kan lossas från halsbandet och placeras på ett bord med 2-5 elever. I den inbyggda accelerometern aktiveras gruppläget automatiskt. Tack vare ett system med tre intelligent inbyggda mikrofoner avgör den automatiskt vilken elev som talar.

Varför använda den?

Roger Touchscreen Mic är perfekt för elever i interaktiva utbildningssituationer och. Den möjliggör bättre kommunikation med andra elever och läraren, förbättrar talförståelsen och låter eleven delta aktivt i alla aktiviteter.

¹ Professor Thibodeau, Linda, PhD (2013), Comparison of speech recognition with adaptive digital and FM wireless technology by listeners who use hearing aids, University of Texas, Dallas, USA, International Journal of Audiology.