

Phonak CROS 1.

Informazioni sul prodotto

Phonak CROS I-R offre una soluzione CROS e BiCROS per le persone con un'ipoacusia non recuperabile in un orecchio. CROS I-R si indossa sull'orecchio non protesizzabile per captare i suoni e trasmetterli in modalità wireless a un apparecchio acustico Phonak compatibile indossato sull'orecchio con un udito migliore. CROS I-R non ha uscite acustiche.

CROS I-R è compatibile con gli apparecchi acustici Audéo I-R, gestiti dalla piattaforma Phonak Infinio.



Descrizione del prodotto



CROS I-R
CROS I-R Trial

Batteria		Integrato ricaricabile
Tasto multi-funzione		•
Bilanciamento CROS		•
Rivestimento idrofobico		•
Classe di protezione IP		IP68 ¹
Dimensioni	Lunghezza x larghezza x profondità	28,8 x 12,4 x 8,7 mm (1,13 x 0,49 x 0,34")
	Peso	2,4 g (0,08 oz)
Tempi di ricarica ²	da 0% a 100%	3 h
	da 0% a 70%	2 h
	da 0% a 40%	1 h
	Per una sessione di fitting di 30 min.	15 min.
Compatibilità con apparecchio acustico		Audéo I-R, Audéo I-R Trial

Colori involucro



Opzioni per l'auricolare

Cupola standard (tubicino CROS)	<ul style="list-style-type: none">• Cupola standard disponibile in tre misure (S, M, L)• Il tubicino CROS è disponibile per lato sinistro/destro e in quattro lunghezze diverse (0, 1, 2, 3)
SlimTip (tubicino CROS)	<ul style="list-style-type: none">• Auricolare su misura• Il tubicino CROS è disponibile per lato sinistro/destro e in quattro lunghezze diverse (0, 1, 2, 3)
CROS Tip	<ul style="list-style-type: none">• Auricolare in acrilico completamente su misura per CROS, disponibile in quattro lunghezze diverse (0, 1, 2, 3)

Opzioni di caricatore per Phonak CROS I-R



CROS I-R e CROS I-R Trial possono essere caricati con Phonak Charger RIC Infinio o Phonak ChargerGo RIC Infinio. ChargerGo è dotato di una batteria integrata per la ricarica in movimento.

¹ IP68 indica che l'apparecchio acustico è resistente all'acqua e alla polvere. È in grado di resistere all'immersione in acqua dolce fino a 1 metro di profondità per 60 minuti continuativi e fino a 8 ore di esposizione alla polvere, come indicato dallo standard IEC60529.

² Il tempo di carica effettivo dipende dalla carica residua della batteria.

Fitting

CROS I-R CROS I-R Trial

Phonak Target	10.0 o versioni successive
Noahlink Wireless, Noahlink Wireless 2	•

Funzioni principali

CROS I-R può essere dotato di un Audéo I-R di qualsiasi livello di prestazioni. Pertanto, l'insieme di funzioni a disposizione di un cliente che indossa un sistema CROS I-R dipende principalmente dal livello di performance dell'apparecchio acustico indossato sull'orecchio con un udito migliore. Per ulteriori informazioni, consulta le informazioni sul prodotto di Phonak Audéo™ I.

Phonak SmartSpeech™ Technology

In un sistema CROS I-R, i clienti possono accedere alle funzioni della SmartSpeech Technology, tra cui **StereoZoom 2.0**, grazie alla combinazione con il dispositivo Phonak Infinio compatibile.

Bilanciamento CROS

Il rapporto di intensità del suono tra il dispositivo CROS e l'apparecchio acustico può essere regolato tramite il software di fitting Target o direttamente con una breve pressione sul tasto multi-funzione del dispositivo CROS.

myPhonak

I clienti dotati di un dispositivo CROS I-R e di un apparecchio acustico compatibile possono beneficiare del supporto dell'app con myPhonak.

Prestazioni di CROS I-R

Se abbinato ad apparecchi acustici con livelli di performance Premium e Avanzata, CROS I-R offre il programma Parlato con rumore di fondo elevato con StereoZoom 2.0. Per una panoramica completa delle modalità microfono offerte da CROS I-R, in base al livello di performance dell'apparecchio acustico controlaterale, consulta la tabella seguente.

Modalità microfono disponibili per CROS I-R

Livelli di performance dell'apparecchio acustico	Premium	Avanzata	Standard	Essenziale
StereoZoom 2.0	•	•		
Real Ear Sound	•	•	•	•
Omnidirezionale	•	•	•	•

Per maggiori informazioni visitate il sito www.phonak.com/cros-infinio

Per maggiori informazioni sugli apparecchi acustici Audéo I visitate il sito www.phonak.com/audeo-infinio

Per maggiori informazioni su eSolutions visitate il sito www.phonak.com/apps



life is on

Dal 1947, Phonak si dedica a preservare la qualità della vita aprendo nuovi mondi acustici. Già all'epoca della nostra fondazione, la nostra azienda era animata da una convinzione fondamentale: un buon udito equivale al benessere ed è quindi essenziale per vivere al meglio la vita. Infatti, il senso dell'udito è direttamente collegato al benessere sociale, emotivo, cognitivo e fisico. Oggi come in futuro, ci impegniamo a offrire il più ampio portafoglio di soluzioni uditive innovative. Insieme ai nostri Audioprotesisti, continuiamo a concentrarci su ciò che conta di più: migliorare la comprensione del parlato, cambiare la vita delle persone e avere un effetto positivo sulla società nel suo complesso.

phonak.com



027-0713-05|V1.00|2024-05|NLG © 2024 Sonova AG All rights reserved