


よりよい聞こえを、
より多くの皆さまにお届けするために。

フォナックでは、障害者総合支援法に対応する製品として、
お子さま向けの「フォナック スカイ」と、
幅広い年代の方にお使いいただける
「フォナック ナイーダ」の補聴器をご用意しています。

■ 障害者総合支援法により、聴覚障害程度等級のいずれかに該当した場合は、
補聴器購入の援助が受けられます。



life is on

フォナックは1947年以来、新しい音響の世界を切り開き、人々の人生を豊かにする取り組みに情熱を傾けてきました。私たちは「良い聞こえは、健康で充実したしあわせな毎日に欠かせないものである」と考えています。
現在もそしてこれからも、聴覚専門家とともに「ことばの理解を高めること」、「人々の暮らしを豊かにすること」そして「社会全体により良い効果をもたらすこと」を大切に、革新的な聞こえのソリューションを幅広くご提供できるよう力を注いでまいります。

製造販売業：ソノヴァ・ジャパン株式会社
〒140-0002 東京都品川区東品川2-5-8 天王洲パークサイドビル
法人のお客様窓口 TEL:0120-04-4079
個人のお客様窓口 TEL:0120-06-4079
(受付時間:月～金 9:00～17:30 土日祝休み)
FAX:0120-23-4080

許可番号 13B2X10021

フォナックの最新情報はSNSでチェック!



Instagram



フォナック製品のご相談・ご用命は…



※補聴器は、個々の難聴や「聞こえ」の程度に合わせて調整(フィッティング)することが必要です。※補聴器は適切なフィッティング調整により、その効果が発揮されます。しかし、装用者の「聞こえ」の状態によっては、その効果が異なる場合があります。
●本カタログ掲載の各製品の仕様は予告なく変更される場合があります。●本カタログ掲載の写真は日本仕様と異なる場合があります。あらかじめご了承ください。



このカタログは、モリサワ BIZ UDフォントを使用しています。UD(ユニバーサルデザイン)とは、年齢・性別や、障害の有無に関係なくあらゆる人が商品・サービス・住居・施設を快適に利用できるよう配慮されたデザインのことです。モリサワ BIZ UDフォントは、ユニバーサルデザインの視点で作られた文字フォントです。

本カタログの内容は2024年5月現在のものです。



028-2543-17



A Sonova brand

2024.5

障害者総合支援法カタログ

フォナック補聴器

みんなの「聞きたい」を、叶えたい。



202404SD-35000

障害者総合支援法対応 | フォナック補聴器

小児用

フォナック スカイ L30 [12ch]

フォナックのお子さま向けモデル「スカイ」。

こどもたちの生活シーンに適した、

高度な機能が詰まっています。

IP68

防水・防塵

- パソコンやタブレット、スマートフォン、GIGA端末など、多くのデジタルデバイスとつながり、学びをサポートする「Bluetooth®対応」。
- 外部受信機が不要で、ロジャー マイクロホンの音声を直接受信できる「ロジャーダイレクト」を搭載*1。
- 「オートセンス スカイ OS」で、変わりつづける周囲の音環境を自動的に認識。
- 携帯電話が補聴器用のリモコンになる小児専用アプリ、「マイフォナック ジュニア アプリ」対応。

性能一覧 (JIS C 5512:2015)	最大出力音圧レベル		最大音響利得 HFA-FOG (±5dB)	誘導コイル感度 HFA-MASL (±6dB)	使用電池	電池寿命(時間)
	HFA-OSPL90 (±4dB)	最大 OSPL90 (+3dB以下)				
スカイ L30-UP*3	131	141	68	91	PR44(675)	110～190
スカイ L30-SP*2	127	133	64	93	PR48(13)	65～100

※JIS C 5512:2000の密閉型疑似耳により測定した最大出力音圧レベルピーク値は以下のとおりです(総合支援法用参考データ)。
L30-SP:139 dB SPL以下(ダンパー入りフック使用時)、L30-UP:145 dB SPL以下(ダンパーなしフック使用時)

販売名:フォナック スカイ ルミティ 管理医療機器認証番号:305ABBZX00028000

フォナック スカイ L30 カラーバリエーション

H0

P1

P3

P4

P5

P6

P7

P8

Q2

Q3

T3

M6

M7

M8

フォナック スカイ Lは、イヤフックのカラーも選べます。

I3

Q6

Q7

R1

R2

R3

R4

成人用

フォナック ナイダ L30 [12ch]

フォナックのパワータイプ補聴器の元祖「ナイダ」。

高度・重度難聴の方に

愛用されつづけるモデルです。

IP68

防水・防塵

- 聞き取りづらい高音域の音を、聞き取りやすく。
- 不快なハウリング音(ピーピー音)を効率よく抑制。
- Bluetooth®接続機能によりスマートフォンやデジタルデバイスとの接続性が向上し、ハンズフリー通話などが可能に。
- 外部受信機が不要で、ロジャーマイクロホンの音声を直接受信できる「ロジャーダイレクト」を搭載*1。

性能一覧 (JIS C 5512:2015)	最大出力音圧レベル		最大音響利得 HFA-FOG (±5dB)	誘導コイル感度 HFA-MASL (±6dB)	使用電池	電池寿命(時間)
	HFA-OSPL90 (±4dB)	最大 OSPL90 (+3dB以下)				
ナイダ L30-UP*3	131	141	68	91	PR44(675)	110～190
ナイダ L30-SP*2	127	133	64	93	PR48(13)	65～100

※JIS C 5512:2000の密閉型疑似耳により測定した最大出力音圧レベルピーク値は以下のとおりです(総合支援法用参考データ)。
L30-SP:139 dB SPL以下(ダンパー入りフック使用時)、L30-UP:145 dB SPL以下(ダンパーなしフック使用時)

販売名:フォナック ナイダ ルミティ 管理医療機器認証番号:305ABBZX00026000

フォナック ナイダ L30 カラーバリエーション

H0

P1

P3

P4

P5

P6

P7

P8

*1:ロジャーダイレクト機能を利用するには、ロジャー受信機の機能を補聴器にインストールする必要があります(有償)。
*2:JIS C 5512:2015の2cm³カブラによりダンパー入りフックを使用して測定・表示してあります。
*3:JIS C 5512:2015の2cm³カブラによりダンパーなしフックを使用して測定・表示してあります。
●防水・防塵性能は、完全防水とは異なります。●電池寿命は使用状況により異なります。●フォナックの補聴器はデジタル補聴器です。

障害者総合支援法に基づく補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準(抜粋)

購入基準価格表		ワイヤレス補聴援助システム	
補聴器		名称	価格
高度難聴用耳かけ型	46,400円	受信機交換	97,300円
		ワイヤレスマイク交換	135,400円
重度難聴用耳かけ型			
71,200円			

※障害者総合支援法対応製品の支給を受けるには、まずはお住まいの市区町村の担当窓口にご相談ください。

roger

デジタルワイヤレス補聴援助システム「ロジャー」

ロジャーは話し手が使用する「送信機(ワイヤレスマイクロホン)」と、聞き手が使用する「受信機」、教室や会議室などに置く「線音源スピーカー」で構成されるシステムです。ワイヤレスマイクで拾った音声をデジタル無線方式で送信するので、補聴器や人工内耳だけでは言葉の聞き取りが難しい環境でも、よりクリアな「聞こえ」をサポートします。

(一例)

ロジャー
タッチスクリーン マイク

ロジャー オン

ロジャー セレクト

+

受信機

※詳しい情報につきましては『フォナック補聴器 総合カタログ』をご参照ください。

補聴器		成人		小児	
		重度～高度用		重度～高度用	軽度～中等度用
障害者総合支援法	障害者総合支援法	ナイダ L30-UP	ナイダ L30-SP	スカイ L30-UP	スカイ L30-SP
	軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成制度			スカイ L30-PR*	スカイ L30-M

補聴システム		成人～小児	
		送信機	ロジャー タッチスクリーン マイク / ロジャー バスアラウンド マイク / ロジャー セレクト ロジャー オン / ロジャー セレクト iN / ロジャー テーブルマイク II
障害者総合支援法	補聴器専用受信機(ユニバーサルタイプ)	ロジャーエックス	
	その他受信機	ロジャーネックループ ※スカイ L30-PRは対応してません。	

軽度・中等度難聴児支援

身体障害者手帳の交付対象にならない軽度・中等度の難聴児に対して、学校での学習や生活を円滑に行うための援助の一環として、各自治体で独自の支援を行っています。

※支援内容に関しましてはお住まいの自治体にお問い合わせください。

フォナックは軽度・中等度難聴児の補聴器購入費助成制度を応援します。

自治体の支援に該当する場合、以下の製品をご用意しております。

【軽度～中等度用】

- ・スカイ L30-M
- ・スカイ L30-PR*

【充電器】フォナック チャージャー Combi BTE 2

12,650円(税込)

※スカイ L30-PRには別途充電器が必要です。