



耳かけ型補聴器：
フォナック オーデオ パラダイス
フォナック オーデオ P-RL

プロダクトインフォメーション

製品概要



オーディオ P-312



オーディオ P-13T



オーディオ P-R



オーディオ P-RL

電機音響的性能はJIS C 5512:2015による公称値

		オーディオ P-312	オーディオ P-13T	オーディオ P-R	オーディオ P-RL
空気電池サイズ		312	13		
多機能ボタン		•	•	•	•
Tコイル			•		
Bluetooth®		•	•	•	•
ナノ コーティング		•	•	•	•
国際保護等級IP rating		IP68	IP68	IP68	IP68
サイズ	縦 x 幅 x 奥行	26.8 x 11.2 x 7.1mm	29.0 x 11.9 x 8.1mm	28.0 x 11.9 x 8.0mm	30.0 x 13.1 x 8.8 mm
	重さ	1.1 g	1.4 g	2.1 g	2.75 g
充電時間	0%~100%			3時間	3時間
	0%~80%			1.5時間	1.5時間
	30分フィッティング			10分	10分
S レシーバ					
最大出力音圧(OSPL90)(+3dB以下)	2 cc	111	111	111	111
最大音響利得(ピーク)(+3dB以下)	2 cc	47	47	47	47
帯域幅 (Hz)		<200 - >5000	<200 - >5000	<200 - >5000	<200 - >5000
消費電流(mA)		2.04 mA以下	2.04 mA以下		
M レシーバ					
最大出力音圧(OSPL90)(+3dB以下)	2 cc	114	114	114	114
最大音響利得(ピーク)(+3dB以下)	2 cc	51	51	51	51
帯域幅 (Hz)		<200 - >5000	<200 - >5000	<200 - >5000	<200 - >5000
消費電流(mA)		2.04 mA以下	2.04 mA以下		
P レシーバ					
最大出力音圧(OSPL90)(+3dB以下)	2 cc	122	122	122	122
最大音響利得(ピーク)(+3dB以下)	2 cc	59	59	59	59
帯域幅 (Hz)		<200 - >5000	<200 - >5000	<200 - >5000	<200 - >5000
消費電流(mA)		2.04 mA以下	2.04 mA以下		
UP レシーバ					
最大出力音圧(OSPL90)(+3dB以下)	2 cc	132	132	132	132
最大音響利得(ピーク)(+3dB以下)	2 cc	71	71	71	71
帯域幅 (Hz)		<200 - >5000	<200 - >5000	<200 - >5000	<200 - >5000
消費電流(mA)		2.04 mA以下	2.04 mA以下		

ハウジングカラー



P0



P1



P2



P4



P5



P6



P7



P8

1 IP68は、補聴器が防水および防塵であることを示します。水深1mに長時間(60分)入れた後や、粉塵試験装置に8時間入れた後でも、修理が必要なダメージが発生しないことを示しています(IEC60529規格による)。

2 実際の充電時間は、電池残量によって変わりますが、3時間を超えることはありません。

パフォーマンスレベル

	プレミアム P90	アドバンス P70	スタンダード P50	エッセンシャル P30	機能	プレミアム P90	アドバンス P70	スタンダード P50	エッセンシャル P30
オートセンス OST™ 4.0	プレミアム	アドバンス	スタンダード	エッセンシャル					
反響する環境での快適性	●				ウルトラズーム	●	●	●	●
車の中でのことば	●				ダイナックノイズキャンセル	●			
非常に騒がしい中でのことば	●				スピーチエンハンサー	●			
音楽	●	●			エコブロック	●			
騒音下での快適性	●	●	●		タップコントロール* - Siri/Google アシスタント	●	●		
騒音下でのことば	●	●	●	●	- ストリーミング一時停止/再生	●	●		
静かな環境	●	●	●	●	- 通話開始/通話終了	●	●		
メディア ことば+マイク	●	●	●	●	ステレオズーム	●	●		
メディア 音楽+マイク	●	●	●	●	ウインドブロック	●	●		
追加プログラム					サウンドリラックス	●	●		
最大プログラム数	4	4	4	4	モーションセンサーヒアリング	●	●	●	
反響する環境での快適性	●				デュオフォン	●	●	●	
非常に騒がしい中でのことば	●	●			リアルイヤーサウンド	●	●	●	
全方向（360°）からのことば	●	●			ロジャーと指向性	●	●	●	
騒音下でのことば	●	●	●	●	サウンドリカバー2	●	●	●	●
静かな環境	●	●	●	●	ホイッスルブロック	●	●	●	●
騒音下での快適性	●	●	●	●	ノイズブロック	●	●	●	●
音楽	●	●	●	●	ロジャーダイレクト	●	●	●	●
電話	●	●	●	●	ユーザー志向のチューニング	●	●	●	●
カスタムプログラム	●	●	●	●	クイックシンク	●	●	●	●
ストリーミングプログラム					AOV	●	●	●	●
ロジャーダイレクト+マイク	●	●	●	●	耳鳴りバランス	●	●	●	●
パートナーマイク+マイク	●	●	●	●	自動順応マネージャ	●	●	●	●
通話+マイク	●	●	●	●	環境音バランス	●	●	●	●
					微調整チャンネル数	20	20	16	12

* フォナック オーデオ P-RおよびP-RLでのみ利用可能

フィッティング

	オーデオ P-312 P90/P70/P50/P30 オーデオ P-312 トライアル	オーデオ P-13T P90/P70/P50/P30 オーデオ P-13T トライアル	オーデオ P-R P90/P70/P50/P30 オーデオ P-R トライアル	オーデオ P-RL P90/P70/P50/P30 オーデオ P-RL トライアル
Phonak Target	7.0以上	7.0以上	7.3以上	7.3以上
Noahlink Wireless	●	●	●	●
NOAHLink		●		
HI-PRO, HI-PRO2		●		


Bluetooth® のワード マークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標です。

IOS は Cisco, Inc. の商標です。

Android は Google, Inc. の商標です。

音響カプリング

長さ	S レシーバ	M レシーバ	P レシーバ	UP レシーバ
左右の異なる4つの長さで利用可 (0,1,2,3)	●	●	●	●
耳せん				
キャップ型耳せん	●	●	●	
オープン型耳せん 3種類のサイズ(S、M、L) を用意	●	●	●	
ベント付き耳せん 3種類のサイズ(S、M、L) を用意	●	●	●	
パワー型耳せん 3種類のサイズ(S、M、L) を用意	●	●	●	
スリムチップ*				
アクリル	●	●	●	
シリコン	●	●	●	
SPシェル				
アクリル	●	●	●	●
チタン	●	●	●	●
フィッティング範囲				



フォナック オーデオ P トライアル

フォナック オーデオ P トライアルは、聴覚専門家の推奨するパフォーマンスレベル（クラス）に提供できるよう、フィッティングソフトを使用して速やかにパフォーマンスレベルを変更することができます。

オーデオ P トライアル補聴器は、1台に全4つのパフォーマンスレベルが搭載されているので、初回フィッティング時や補聴器修理中の代替品といった聞こえのソリューションに合わせた選択肢を提供することができます。

* 外耳延長オプションが利用可能

フォナック オーデオ P 充電器オプション



チャージャーケース Combi パワーパック

チャージャーケース Combi は、充電器、乾燥キットおよび保管ケースが1つにまとまった製品です。さらに、頑丈で防滴のハウジング仕様になっています。

パワーパックは、充電式補聴器をいつでもどこでも充電できるようにチャージャーケース Combiの底に簡単に装着できる仕様になっています。

チャージャーケース Goまたはライフ チャージャー

オーデオ P-RLには2つの充電オプションがあります。チャージャーケース Goは、充電器本体にリチウムイオン電池が内蔵されており、補聴器2台を3回分充電できる仕様になっています。また蓄電レベルを知らせるLEDお知らせランプも搭載されています。

フォナック オーデオ P Bluetooth® バージョン

ダイレクコール/オーデオ
ストリーミング

Bluetooth® 4.2のワイヤステクノロジーとおおよそ全ての旧式Bluetooth対応機器に対応

Bluetooth® のワード マークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標です。

ワイヤレスコミュニケーション ポートフォリオ

	オーデオ P-312	オーデオ P-13T	オーデオ P-R	オーデオ P-RL
	P90/P70/P50/P30	P90/P70/P50/P30	P90/P70/P50/P30	P90/P70/P50/P30
	オーデオ P-312 トライアル	オーデオ P-13T トライアル	オーデオ P-R トライアル	オーデオ P-RL トライアル
ワイヤレスアクセサリ				
テレビコネクターD	•	•	•	•
フォナック パートナーマイク	•	•	•	•
フォナック リモートコントロー	•	•	•	•
ロジャー				
ロジャーダイレクト	•	•	•	•
アプリ				
マイフォナック アプリ	•	•	•	•

詳細に関しては、www.phonakpro.com/audeoparadise (英語サイト) をご覧ください。

ロジャー マイクロホンの詳細については、www.phonakpro.com/roger (英語サイト) をご覧ください。

詳細に関しては、www.phonakpro.com/smartapps (英語サイト) をご覧ください。

Life is on

フォナックは、よりよい聞こえが人々の健康に深くつながり、
人生を豊かにするために欠かせないものと考えています。
そのため、私たちは70年以上にわたり、
補聴器やワイヤレス通信機器などの研究開発に情熱を傾けてきました。
これからも、聞こえに悩むすべての人々のアクティブで健康的な毎日を支え、
前向きな心と豊かな感性を育むために、
革新的な聞こえのソリューションをお届けします。

www.phonakpro.com/jp/ja