

TV Connector

テクニカルデータ

本体外寸 (L × W × H) :	63 × 63 × 12 mm
重さ :	30 g
カラー :	ブラック
使用時の温度条件 :	0 °C ~ 40 °C
輸送・保管時の温度条件 :	-20 °C ~ 60 °C

電源仕様

タイプ :	直流 (安定している状態)
作動電圧 :	直流 5 V
最大消費電流 :	500 mA
端子 :	マイクロ USB
重要事項 :	フォナック製品専用、もしくは 5VDC、500mA での動作が確認できている AC アダプターを使用してください。

音声信号

音声入力/出力 :	アナログ (3.5 mm ステレオミニジャック) デジタル (Toslink)
再生周波数帯 :	ステレオ、120 ~ 7,300 Hz

電波仕様

伝送技術 :	AirStream テクノロジー
使用周波数 :	2.4 GHz ISM バンド
高周波電力 :	20 mW max
伝達範囲 :	最大 15 メートル
最大ペアリング数	際限なし

基準認証

ヨーロッパ	EN 300 328; EN 301 489 ; IEC/EN 60601-1-2 ; EN 60950-1 ; IEC/EN 62479
カナダ	RSS-247; RSS-102
日本	ARIB-T66
USA	CFR47、part15.247;FCC OET Bulletin No.65

テレビコネクタは、ダイレクト接続可能なフォナック補聴器とのみ互換性があります。
詳しくは、フォナックホームページをご覧ください。