

Phonak PartnerMic™

1 1

Phonak AirStream

Phonak AirStream™

テクニカルデータ

(L x W x H)	55 x 30 x 18 mm
	18.2 g
	0° C 45° C 90%
	-20° C 60° C 90%




特長

-
-
- AirStream™

各部名称

1	
2	
3	
4	
5	/
6	LED



電池仕様

タイプ	リチウムポリマー3.7 VDC（組み込み済み。取り外し不可）
容量	230 mAh
使用時間	最大6時間のストリーミング
充電時間	2時間

電源

タイプ	DC、安定化電源
出力電圧	5 VDC / 1A
接続部	USB-Cケーブル
重要事項	専用のACアダプタを使用して充電することをお勧めします。

音声信号

音声品質	120 Hz - 7.3 kHz
------	------------------

電波仕様

ストリーミング技術	AirStream テクノロジー
伝搬技術	2.4 GHz 自動適応型周波数ポッピング方式
電波出力	20 mW
伝達範囲	最大25メートル
最大接続可能台数	1組の補聴器

基準認証

Europe	EN 300 328; EN 301 489; IEC/EN 60601-1-2; IEC/EN 62479; EN/IEC 62368-1; IEC 62103
Canada	ICES-247; ICES-4103
電波法	
USA	CFR 47, part 2.1093; KDB 447498

備考

Phonak PartnerMicは、フォナック ダイレクトストリーミング補聴器とのみ互換性があります。詳細については、当社のWebサイトをご覧ください。

www.phonakpro.com/PartnerMic