

Phonak

チャージャーケース Go

テクニカルデータ

サイズ (縦 x 幅 x 奥行)	94 x 51 x 62 mm
重さ	145 g
カラー	シャンパンゴールド
動作可能温度	5° ~+30°
輸送 / 保管温度	-20° ~+60°
輸送時における湿度	最大 70% (結露しないこと)
保管時における湿度	最大 70% (結露しないこと)
使用時における湿度	最大 85% (結露しないこと)
使用時における気圧	800 hPa~1060 hPa
輸送 / 保管における気圧	500 hPa~1060 hPa
同梱品	ACアダプタ USB-Cケーブル (充電用)
外部インターフェース	USB-Cソケット
電池	リチウムイオン電池 (内蔵)
充電時間	3時間
入力	タイプ : DC、 安定化5V ±10% MAX電流 : 1A



電池は過充電されません。充電中は本体が温かくなることがあります。



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Switzerland
www.phonak.com

A Sonova brand

PHONAK
life is on