

Phonak

Charger BTE RIC

テクニカルデータ

本体外寸 (L x W x H)	95 x 61 x 73 mm	
重さ	103 g	
カラー	シャンパン	
使用時の温度条件	5 °C ~ 40 °C	
輸送・保管時の温度条件	-20 °C ~ 60 °C	
輸送時の湿度条件	90%以下 (ただし結露無きこと)	
保管時の湿度条件	0%~70%以下 (ただし結露無きこと)	
使用時の湿度条件	0%~85%以下 (ただし結露無きこと)	
使用時の気圧条件	800 ~ 1500 hPa	
付属品	ACアダプタ USB-C ケーブル	
充電用端子	USB-C 端子	
電池	なし	
充電時間	0% ~ 100%	3時間
	0% ~ 80%	1.5時間
	30分フィッティング	10分



電源

入力	タイプ：DC、安定化電源 5V ± 5% 最大電流値：500 mA
----	--------------------------------------

重要

過充電されない仕組みとなっておりますが、充電中、高温になることがあります。専用のACアダプターを使用して充電することをお勧めします。



A Sonova brand

PHONAK
life is on