

# フォナック チャージャーケース Combi 2

## テクニカル データ

サイズ (縦 x 幅 x 奥行)	102 x 77 x 49 mm ± 5%
重さ	93 g ± 5%
カラー	シャンパン
動作可能温度	5 ~ +40° C
輸送・保管温度	-20 ~ +60° C
輸送時における湿度	0%~70%以下 (結露しないこと)
保管時における湿度	0%~70%以下 (結露しないこと)
使用時における湿度	0%~85%以下 (結露しないこと)
使用時における気圧	800 ~ 1060 hPa
輸送・保管における気圧	500 ~ 1060 hPa
付属品	AC アダプタ マイクロ USB ケーブル (充電専用)
外部インターフェース	マイクロ USB ポート
充電器の入力電圧	5 VDC ± 5%
	電流:300 mA



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28  
CH-8712 Stäfa · Switzerland  
www.phonak.com

A Sonova brand

**PHONAK**  
life is on