

ロジャー フォーカス II

プロダクトインフォメーション



聞きたい音にフォーカス

詳細については、 www.phonakpro.com/jp/ja をご覧ください。

製品概要

電池タイプ	
多機能ボタン	
音量調節範囲	
お知らせLEDランプ	
カラー	
ナノ コーティング	
国際保護等級 IP	
サイズ	縦 x 幅 x 奥行 重さ
充電時間	100%フル充電 80%充電
使用可能時間	

ロジャーの特長

伝搬技術	
アンテナ	
高周波出力	

* IP68は、本製品が防水および防塵機能があることを示します。
水深1mに長時間(60分)入れた後や、粉塵試験装置に8時間入れた後でも、修理が必要なダメージが発生しないことを示しています(IEC60529規格による)。

ロジャー フォーカス II	ロジャー フォーカス II 312
充電式	空気電池PR 41 (312)
●	●
-8 dB ~ +8 dB (2 dBステップ)	-8 dB ~ +8 dB (2 dBステップ)
●	●
10	2
●	●
IP68*	IP68*
36.7 x 16.4 x 8.5 mm	31.3 x 14.1 x 7.3 mm
3.71 g	2.18 g
3時間	-
1.5時間	-
最大20時間 (連続)	最大52時間 (連続)
2.4GHz (自動適応型周波数ホッピング)	
0.02 mW 未満	
0.02 mW 未満	

カラーバリエーション



* ロジャー フォーカス II 312は、P6およびP8の2色のみ

音響カプリング

長さ	スリムチューブ 4.0
耳せん	オープン型、キャップ型

左右の異なる5つの長さで利用可(00、0、1、2、3)

オープン型は3種類のサイズ(S、M、L)を用意

互換性およびフィッティング

- ロジャー フォーカス II (以下、ロジャー フォーカス II-312も含む) は全てのロジャー送信機と互換性があります。
- ロジャー フォーカス IIは増幅機能がありません。フィッティングは不要です。

フォナック チャージャー BTE RIC

ロジャー フォーカス II にご利用いただける充電器です*。
USB-C 端子、LEDランプ、スリムチューブ用のスペースが装備されています。

*ロジャー フォーカス II でのみ利用可。




フォナック リモートコントロール

ロジャー フォーカス II にご利用いただけるシンプルなりモコンです。音量調節が可能で、音量ボタンをロックすることもできます。



テクニカルデータ

音量調節と最大出力音圧の変化（スリムチューブ4.0使用時）



検証情報

ボリュームコントロール（自動音量調節）ポジションに関わらず、最大出力音圧の値は同じです。

Life is on

フォナックは、よりよい聞こえが人々の健康に深くつながり、
人生を豊かにするために欠かせないものと考えています。
そのため、私たちは70年以上にわたり、
補聴器やワイヤレス通信機器などの研究開発に情熱を傾けてきました。
これからも、聞こえに悩むすべての人々のアクティブで健康的な毎日を支え、
前向きな心と豊かな感性を育むために、
革新的な聞こえのソリューションをお届けします。
自由な交流と自信に満ちたコミュニケーション。
豊かな人生のために、さあ Life is on!

www.phonakpro.com/jp/ja