

フォナック 歴代充電器互換性表

2025年6月

		フォナック チャージャー Go スフィア	フォナック チャージャー Go I	フォナック チャージャー RIC I	フォナック スリム チャージャー	フォナック チャージャー Ease	フォナック チャージャー Combi BTE 2	チャージャー BTE RIC	チャージャーケース Go	ライフ チャージャー	チャージ アンド ケア	フォナック チャージャー Combi BTE	チャージャーケース Combi / Combi2	ミニチャージャー ケース	チャージャーケース RIC	チャージャーケース BTE	ミニチャージャー RIC	ミニチャージャー BTE
販売状況 (販売終了日)		販売中	販売中	販売中	販売中	販売中	販売中	販売中	販売中	販売中	2024年10月31日	2023年12月25日	2023年12月19日 2024年10月31日	2022年2月28日	2019年5月31日	2019年5月31日	2020年3月31日	2020年3月31日
外観																		
品番		075-0057-10	075-0055-10	075-0054-10	075-3024-10	075-0080-10	075-0065-10	075-3016-10	075-3017-10	075-3023-10	075-0041-10	075-0062-10	075-0040 075-0063-10	075-3015-10	075-0111	075-0113	075-0012	075-0014
ケーブル端子		USB-C	USB-C	USB-C	USB-C	USB-C	USB-microB	USB-C	USB-C	USB-C	USB-microB	USB-microB	USB-microB	USB-C	USB-microB	USB-microB	USB-microB	USB-microB
蓄電機能		●	●				パワーバック対応		●			パワーバック対応	パワーバック対応		パワーバック対応	パワーバック対応		
インフィニオ	I-スフィア	●																
	オーディオ I-R		●	●														
	クロス I-R		●	●														
ルミティ	スリム L-R				●													
	オーディオ L-RL							●	●									
	オーディオ L-R					●												
	ナイーダ L-PR						●	●				●						
	スカイ L-PR						●	●				●						
テラ	クロス L-R					●												
	テラ+ RIC-R					●												
	バラダイス								●	●								
マーベル	オーディオ P-R							●			●		●	●				
	ナイーダ P-PR						●	●			●	●						
	クロス P-R							●			●	●	●	●				
	ボレロ M-PR						●	●			●	●	●	●				
ピロング	オーディオ M-R							●			●			●				
	スカイ M-PR						●	●				●						
	ボレロ B-PR												●			●		●
	オーディオ B-R												●		●		●	
ロジャー	ナイーダ B-R RIC												●		●		●	
	クロス B-R												●		●		●	
	フォーカス II						●	●				●						

充電器挿入時のお知らせLED ランプの表示 (ピロングシリーズを除く)

赤点滅 ●●●	オレンジ点滅 ●●●	緑点滅 ●●●	緑点灯 —
充電状態 0 ~ 10%	充電状態 11 ~ 80%	充電状態 81 ~ 99%	充電状態 100%

ピロングシリーズのお知らせLED ランプの表示

緑点滅 ●●●	緑点灯 —
充電中 0 ~ 99%	充電完了 100%

