

フォナック 歴代充電器互換性表

2026年3月

	フォナック チャージャー パート I	フォナック チャージャー Go スフィア	フォナック チャージャー Go I	フォナック チャージャー RIC I	フォナック チャージャー Ease	フォナック チャージャー Combi BTE 2	チャージャー BTE RIC	フォナック スリム チャージャー	チャージャーケース Go	ライフ チャージャー	チャージ アンド ケア	フォナック チャージャー Combi BTE	チャージャーケース Combi / Combi2	ミニチャージャー ケース	チャージャーケース RIC	チャージャーケース BTE	ミニチャージャー RIC	ミニチャージャー BTE
販売状況 (販売終了日)	販売中	販売中	販売中	販売中	販売中	販売中	販売中	2026年1月30日	2025年9月30日	2025年9月30日	2024年10月31日	2023年12月25日	2023年12月19日 2024年10月31日	2022年2月28日	2019年5月31日	2019年5月31日	2020年3月31日	2020年3月31日
外観																		
品番	075-0075-10	075-0057-10	075-0055-10	075-0054-10	075-0080-10	075-0065-10	075-3016-10	075-3024-10	075-3017-10	075-3023-10	075-0041-10	075-0062-10	075-0040 075-0063-10	075-3015-10	075-0111	075-0113	075-0012	075-0014
ケーブル端子	USB-C	USB-C	USB-C	USB-C	USB-C	USB-microB	USB-C	USB-C	USB-C	USB-C	USB-microB	USB-microB	USB-microB	USB-C	USB-microB	USB-microB	USB-microB	USB-microB
蓄電機能		●	●			パワーバック対応			●			パワーバック対応	パワーバック対応		パワーバック対応	パワーバック対応		
補聴器本体に付属する乾燥ツール	乾燥ケース	乾燥ケース	乾燥ケース	乾燥ケース	乾燥ケース	ドライカプセル	ドライカプセル	乾燥ケース	付属無し	付属無し	ドライカプセル	ドライカプセル	ドライカプセル	ドライカプセル	ドライカプセル	ドライカプセル	-	-
インフィニオ	パート I-R	●																
	I-スフィア		●															
	オーデオ I-R			●	●													
	クロス I-R			●	●													
ルミティ	スリム L-R							●										
	オーデオ L-RL								●	●								
	オーデオ L-R					●						●						
	ナイーダ L-PR					●	●					●						
	スカイ L-PR					●	●					●						
	クロス L-R					●												
テラ	テラ+ RIC-R					●												
パラダイス	オーデオ P-RL								●	●								
	オーデオ P-R										●		●					
	ナイーダ P-PR					●	●					●						
	クロス P-R										●		●					
マーベル	ボレロ M-PR					●	●					●						
	オーデオ M-R										●		●	●				
	スカイ M-PR					●	●					●						
ピロング	ボレロ B-PR												●			●		●
	オーデオ B-R												●		●		●	
	ナイーダ B-R RIC												●		●		●	
	クロス B-R												●		●		●	
ロジャー	フォーカス II					●	●					●						

パートI-R / ピロングシリーズの充電お知らせLED ランプの表示 *パートI-Rは充電器のお知らせLEDランプが発光します。

緑点滅 ●●●	緑点灯 ———	赤点灯 ———
充電中 0~99%	充電完了 100%	充電エラー (パートI-Rのみ)

充電お知らせLED ランプの表示 (上記以外の器種)

赤点滅 ●●●	オレンジ点滅 ●●●	緑点滅 ●●●	緑点灯 ———	赤点灯 ———
充電状態 0~10%	充電状態 11~80%	充電状態 81~99%	充電状態 100%	充電エラー

