

Target接続インターフェース互換性表(インフィニオ/ルミティ/テラ/テラ+)

器種名	ケーブル	接続器	ケーブルタイプ
オーデオ I-スフィア オーデオ I-R インフィニオ クロス I-R パート I-R	不可	 Noahlink Wireless Noahlink Wireless 2	
パート I-チタン パート I-10 NW O	②	 HI-PRO 2  NOAHlink	 ① CS44-A用
ルミティ オーデオ L-R オーデオ L-RL オーデオ L-312 スリム L-R ナイダ L-PR スカイ L-M スカイ L-PR クロス L-R	不可	 Noahlink Wireless Noahlink Wireless 2	
ナイダ L-SP ナイダ L-UP スカイ L-SP スカイ L-UP	①	 HI-PRO 2  NOAHlink  Noahlink Wireless Noahlink Wireless 2	 ② PR536(10)/nano用
テラ BTE-M テラ+ RIC-R テラ+ RIC-312 テラ+ BTE-M		 Noahlink Wireless Noahlink Wireless 2	
テラ BTE-SP テラ BTE-UP テラ+ BTE-SP テラ+ BTE-UP	①	 HI-PRO 2  NOAHlink  Noahlink Wireless Noahlink Wireless 2	

* iCube II 2025年11月30日販売終了

Target接続インターフェース互換性表(パラダイス/マーベル)

器種名		ケーブル	接続器	ケーブルタイプ
パラ ダイ ス	オーディオ P-R オーディオ P-RL オーディオ P-312 ナイーダ P-PR クロス P-R	不可	 Noahlink Wireless Noahlink Wireless 2	 ① CS44-A用
	パート P-チタン パート P-10 NW O	②	 HI-PRO 2 NOAHlink	  ② PR536(10)/nano用 ③ PR41(312)用
	パート P-312 NW O	③	HI-PRO 2 NOAHlink	
	クロス P-13 オーディオ P-13T ナイーダ P-UP	①	 HI-PRO 2 NOAHlink Noahlink Wireless	
	パート P-312	③	HI-PRO 2 NOAHlink Noahlink Wireless 2	
マー ベ ル	ボレロ M-PR ボレロ M-M オーディオ M-R オーディオ M-312 スカイ M-PR スカイ M-M	不可	 Noahlink Wireless Noahlink Wireless 2	  ② PR536(10)/nano用 ③ PR41(312)用
	パート M-チタン パート M-10 NW O	②	 HI-PRO 2 NOAHlink	
	パート M-312 NW O	③	HI-PRO 2 NOAHlink	
	オーディオ M-312T オーディオ M-13T ナイーダ M-SP スカイ M-SP	①	 HI-PRO 2 NOAHlink Noahlink Wireless	
	パート M-312	③	HI-PRO 2 NOAHlink Noahlink Wireless 2	

* iCube II 2025年11月30日販売終了

Target接続インターフェース互換性表(ピロング/ヴィータス/ヴィータス+)

器種名	ケーブル	接続器	ケーブルタイプ
オーディオ B-ダイレクト	不可	 Noahlink Wireless Noahlink Wireless 2	 ① CS44-A用
ボレロ B-PR オーディオ B-R ナイーダ B-R RIC クロス B-R	不可	 iCube II	 ② PR536(10)/nano用
ピロング ボレロ B-M ボレロ B-P ボレロ B-SP オーディオ B-312 オーディオ B-312T オーディオ B-13 ナイーダ B-SP ナイーダ B-UP スカイ B-P スカイ B-SP スカイ B-UP スカイ B-RIC クロス B-312 クロス B-13	①	 HI-PRO 2  NOAHlink  iCube II	 ③ PR41(312)用
パート B-10 O パート B-10	②		
パート B-312 クロス B-312 カスタム	③		
パート B-13 クロス B-13 カスタム	④		
パート B-チタン パート B-10 NW O	②	 HI-PRO 2  NOAHlink	 ④ PR48(13)用
ヴィータス+ BTE-micro BTE-P BTE-UP RIC-312T	①	 HI-PRO 2  NOAHlink  iCube II	
ITE-312	③		
ITE-13	④		
ITE-10 NW O	②		
ヴィータス BTE-micro BTE-P BTE-UP	①	 HI-PRO 2  NOAHlink	

* iCube II 2025年11月30日販売終了

Target接続インターフェース互換性表(ベンチャー/クエスト)

器種名	ケーブル	接続器	ケーブルタイプ
ベンチャー	ボレロ V-M ボレロ V-P ボレロ V-SP オーディオ V-312 オーディオ V-312T オーディオ V-13 ナイーダ V-SP ナイーダ V-UP ナイーダ V-RIC スカイ V-P スカイ V-SP スカイ V-UP スカイ V-RIC クロス II-312 クロス II-13	   HI-PRO 2 NOAHlink iCube II	 ① CS44-A用
	パート V-10 O パート V-10		 ② PR536(10)/nano用
	パート V-312 クロス II-312 カスタム		
	パート V-13 クロス II-13 カスタム		
	パート V-nano パート V-10 NW O		
クエスト	ボレロ Q-M312 ボレロ Q-M13 ボレロ Q-P ボレロ Q-SP オーディオ Q-312 オーディオ Q-312T ナイーダ Q-SP ナイーダ Q-UP ナイーダ Q-RIC	   HI-PRO 2 NOAHlink iCube II	 ③ PR41(312)用
	パート Q-312		
	パート Q-13		
	オーディオ Q-10 バセオ Q15-M バセオ Q15-P バセオ Q15-SP クロス クロス H20		
	パート Q-nano パート Q-10 NW O タオ Q15-10 NW O	  HI-PRO 2 NOAHlink	 ④ PR48(13)用
	パート Q-312 NW タオ Q15-312 NW クロス 312		
	タオ Q15-13 NW クロス 13		

Target接続インターフェース互換性表(スパイス1/2)

器種名		ケーブル	接続器	ケーブルタイプ
ス パ イ ス	アンブラ microM アンブラ microP アンブラ SP アンブラ M H2O ソラナ microM ソラナ microP ソラナ SP ソラナ M H2O カッシーア microM カッシーア microP カッシーア SP カッシーア M H2O	①	   HI-PRO 2 NOAHlink iCube II	 ① CS44-A用
	アンブラ 312 アンブラ 312 UZ ソラナ 312 ソラナ 312 UZ カッシーア 312 カッシーア 312 UZ	③		 ③ PR41(312)用
	アンブラ 13 UZ ソラナ 13 UZ カッシーア 13 UZ	④		 ④ PR48(13)用
	ダリア microM ダリア microP ダリア SP ダリア M H2O	①	  HI-PRO 2 NOAHlink	 ⑤ PR536(10)用
	アンブラ nano アンブラ 10 Petite ソラナ nano ソラナ 10 Petite カッシーア nano カッシーア 10 Petite ダリア 10 Petite	⑤		
	アンブラ 312 Petite アンブラ 312 UZ Petite ソラナ 312 Petite ソラナ 312 UZ Petite カッシーア 312 Petite カッシーア 312 UZ Petite ダリア 312 UZ Petite	③		
	ダリア 13 UZ Petite	④		

* iCube II 2025年11月30日販売終了

Target接続インターフェース互換性表(スパイス2/2)

器種名	ケーブル	接続器	ケーブルタイプ
スパイス オーデオ S SMART IX オーデオ S SMART V オーデオ S SMART III オーデオ S YES IX オーデオ S YES V オーデオ S YES III ナイーダ S SP IX ナイーダ S SP V ナイーダ S SP III ナイーダ S UP IX ナイーダ S UP V ナイーダ S UP III ナイーダ S CRT IX ナイーダ S CRT V ナイーダ S CRT III ニオス S H20 V ニオス S H20 III	①	 HI-PRO 2 NOAHlink iCube II	 ① CS44-A用
オーデオ S MINI IX オーデオ S MINI V オーデオ S MINI III オーデオ S SMART I ナイーダ S SP I ナイーダ S UP I クロス クロス H20 クロス 312 クロス 13	①	 HI-PRO 2 NOAHlink	

* iCube II 2025年11月30日販売終了