

Formularz zamówienia wkładek SlimTip/CROS Tip 4.0

Krok 1 - szczegóły zamówienia

Nazwa firmy:

Telefon kontaktowy:

Data zamówienia:

Kod pacjenta:

Nazwisko protetyka:

Krok 2 - audiogram

| | | | | | | |
|--------|-----|-----|-----|------|------|------|
| Lewe: | HL | | | | | |
| | UCL | | | | | |
| | | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
| Prawe: | HL | | | | | |
| | UCL | | | | | |
| | | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |

HL = próg słyszenia UCL = próg dyskomfortu

Krok 3 - rodzaj wkładki SlimTip



Akrylowy SlimTip (062-0006)
 L P

Kolor standardowy: Przezroczysty (21)
 Kolory niestandardowe: 19, 22, 26, 28, R, B



Silikonowy SlimTip (062-0007)
 L P

Kolor standardowy: Przezroczysty (21)
 Kolory niestandardowe: N, T



Tytanowy SlimTip*** AV(062-0049)
 L P

Kolor: Tytanowy szary (U0)



CROS Tip (062-0016)
 L R

Typ: wkładka otwarta, wybrana
 Kolor standardowy: Przezroczysty (21)
 Kolory niestandardowe: 19, 22, 26, 28, R, B

Krok 4 - opcje

| | | |
|------------------------------|------------------------------------|---|
| Kolor | Kolor standardowy | <input checked="" type="checkbox"/> S |
| | Kolor niestandardowy | Kod: |
| Słuchawka | Słuchawka S | L <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> |
| | Słuchawka M | L <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> |
| | Słuchawka P | L <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> |
| | SlimTube | L <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/> |
| Długość | Długość 00*/0/1/2/3 | Lewy: _____ Prawy: _____ |
| | Wielkość otworu wentylacyjnego | AOV (wprowadź audiogram)** <input checked="" type="checkbox"/> S Niestandardowy** Lewy: _____ mm Prawy: _____ mm |
| Rodzaj otworu wentylacyjnego | Wydrążony (Y) | <input checked="" type="checkbox"/> S |
| | Konwencjonalny | <input type="checkbox"/> |
| System przeciw-woskowinowy | Cerustop (CS) | <input checked="" type="checkbox"/> S |
| Uchwyt do wyjmowania | Uchwyt do wyjmowania (zawsze doł.) | <input checked="" type="checkbox"/> X |
| | Dłuższy o 5 mm (RFE) | <input type="checkbox"/> |
| | Zwiększona szorstkość (ERS)**** | <input type="checkbox"/> |
| Opcje dodatkowe | Pazur** | <input type="checkbox"/> |
| | Szkielet** | <input type="checkbox"/> |

*Długość 00 jest dopuszczalna tylko dla dźwiękowodów SlimTube
 **Opcja niedostępna do Tytanowego SlimTip AV

***Tylko do słuchawki MAV (Active Vent)
 ****Opcja dostępna wyłącznie do Tytanowego SlimTip AV

Krok 5 - preferencje

Wskaż, z jakim aparatem zamówiono wkładkę SlimTip

Model: _____

Dodatkowe instrukcje _____

Formularz zamówienia wkładek SlimTip/CROS Tip 4.0


Dodatkowe informacje

Akustycznie optymalizowana wentylacja (AOV)

Zalecamy wybranie AOV. Dobierzemy odpowiednią średnicę i rodzaj otworu wentylacyjnego na podstawie audiogramu/kształtu małżowiny/reduktora sprzężenia zwrotnego i wymaganego wzmocnienia niskich częstotliwości. Do obliczenia AOV wymagany jest audiogram pacjenta.


Rodzaje otworów wentylacyjnych

Do wkładek typu SlimTip oferujemy dwa rodzaje otworów wentylacyjnych.



Konwencjonalny:

- Klasyczny otwór wentylacyjny
- Stała średnica (nie można jej powiększyć)



Wydrążony:


- Optymalizowany pod kątem stopnia dopasowania
- Łatwy do powiększenia przez protetyka

SlimTube Cut (STC4)

SlimTube Cut (STC4) = SlimTube z usuniętym łącznikiem. Do małych uszu z wąskimi przewodami oferujemy dźwiękowód typu SlimTube Cut. Wybieramy tę opcję, jeśli standardowa wkładka SlimTube nie mieści się w uchu pacjenta.

Długość dźwiękowodu

Zmierz długość dźwiękowodu oraz wybierz odpowiedniej długości dźwiękowód SlimTube. W przypadku obuusznego dopasowania zmierz długość dla obojga uszu.



Systemy przeciwwoskowinowe

Wszystkie słuchawki z wkładkami SlimTip są dostarczane z filtrami CeruShield założonymi w słuchawce. Dodatkowy system przeciwwoskowinowy możemy zamontować we wkładkach akrylowych i tytanowych.

Tytanowa wkładka typu SlimTip AV

Ten wariant wkładki typu SlimTip jest przeznaczony wyłącznie do funkcji ActiveVent™ (AV) i jest kompatybilny tylko ze słuchawką MAV (MAV =Medium ActiveVent). Inne dodatkowe opcje otworu wentylacyjnego nie są potrzebne. Oferujemy ją z trwałą powłoką tytanową, aby zmaksymalizować stopień dopasowania i zwiększyć komfort. Nasz łącznik SlimTip Link AV łączy się ze słuchawką MAV w prosty i łatwy sposób. Rozwiązanie ActiveVent jest kompatybilne z ładowalnymi aparatami słuchowymi Paradise typu RIC.

Zwiększona szorstkość (ERS)

Zwiększona szorstkość dotyczy produktów tytanowych, w których jako opcję możemy zapewnić chropowatą powierzchnię. Dzięki temu poprawimy umocowanie produktu w uchu.

Kompatybilność z aparatami słuchowymi

Wkładki SlimTip 4.0 są kompatybilne z aparatami słuchowymi Marvel, jak i nowszymi. Nie są kompatybilne wstecznie z aparatami słuchowymi Belong i starszymi.

Kody kolorów

| Kod | Kolor |
|-----|-----------------------|
| 19 | Biały |
| 21 | Przezroczysty |
| 22 | Kakaowy |
| 26 | Różowy |
| 28 | Brązowy |
| R/B | Czerwony/Niebieski |
| UO | Tytanowy szary |
| N | Brązowy przezroczysty |
| T | Różowy |

Preferencje

Jeśli masz jakieś specjalne wymagania, poinformuj nas o tym.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Sonova Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pl. Bankowy 1, 00-139 Warszawa nr tel. 22 7491900.

Państwa dane osobowe (imię, nazwisko, telefon, adres e-mail, firma i jej adres, zawód) zostały nam podane bezpośrednio przez Państwa (w przypadku, gdy prowadzona jest jednoosobowa działalność gospodarcza) lub przez Państwa pracodawcę (w przypadku wykonywania pracy na rzecz podmiotu będącego naszym kontrahentem), jako dane kontaktowe w celach związanych z łączącą nas (bądź z Państwa pracodawcą) współpracą handlową. Informacje te mogą być przekazywane drogą telefoniczną, pocztą bądź za pośrednictwem e-mail.

Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych w wyżej wymienionym celu jest łącząca nas umowa (w przypadku, gdy Państwo prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą) lub nasz prawnie uzasadniony interes (w przypadku, gdy przetwarzamy dane Państwa jako pracownika naszego kontrahenta oraz gdy dane są przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń).

Co do zasady **Państwa dane osobowe przechowujemy** do czasu zakończenia współpracy handlowej, w ramach której zostały zebrane lub do czasu upływu ustawowych okresów przedawnienia ewentualnych roszczeń. Ponadto dane osobowe mogą być przechowywane do czasu zakończenia wszelkich sporów prawnych, w ramach których dane te mogłyby być potrzebne w charakterze dowodu.

Jeżeli podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes, **mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec** przetwarzania Państwa danych osobowych. Państwa sprzeciw zostanie uwzględniony, chyba że nasze podstawy przetwarzania mają charakter nadrzędny wobec Państwa interesów, praw i wolności.

Mają Państwa prawo także: (1) zażądać, abyśmy udzielili bliższych informacji dotyczących sposobu wykorzystywania danych osobowych, (2) zażądać, abyśmy umożliwili dostęp do dotyczących Państwa danych osobowych oraz przekazali kopię danych, które zostały nam przekazane, (3) otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które nam Państwo przekazali oraz - o ile jest to technicznie możliwe – zażądać przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód, jeżeli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz w sposób zautomatyzowany, (4) zażądać, abyśmy sprostowali wszelkie niedokładności w danych, które posiadamy, (5) zażądać, abyśmy usunęli wszelkie dane, do przetwarzania których nie posiadamy już podstaw prawnych, (6) zażądać ograniczenia przetwarzania danych np. na czas rozpatrywania skargi, (7) wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Oświadczenia w zakresie realizacji praw prosimy składać na adres e-mail: dane.osobowe@sonova.com lub adres siedziby Administratora podany powyżej.

Odbiorcami przetwarzanych przez Administratora danych osobowych będą podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora. Podane dane osobowe nie podlegają żadnej czynności profilowania.

Odbiorcami przetwarzanych przez Administratora danych osobowych mogą być spółki z grupy kapitałowej, do której należy Administrator, w tym także spółki mające siedzibę poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym. Przekazanie tych danych następuje jedynie w wewnętrznych celach korporacyjnych lub w celu zapewnienia technicznej obsługi serwisu SAP.

W takich przypadkach dopilnujemy stosowania odpowiednich zabezpieczeń w celu chronienia Państwa danych osobowych poprzez wdrożenie odpowiednich mechanizmów prawnych, takich jak Standardowe klauzule umowne UE.