

# Formularz zamówienia wkładek SlimTip/CROS Tip 6.0

## Krok 1 - szczegóły zamówienia

Nazwa firmy:

Telefon kontaktowy:

Data zamówienia:

Kod pacjenta:

Nazwisko protetyka:

## Krok 2 - audiogram

Lewe:	HL					
	UCL					
		250	500	1000	2000	4000
Prawe:	HL					
	UCL					
		250	500	1000	2000	4000

HL = próg słyszenia UCL = próg dyskomfortu

## Krok 3 - rodzaj wkładki SlimTip



Akrylowy SlimTip (062-0063)

L  P

Typ wkładki: Wybrana

Kolor standardowy: Przezroczysty (21)

Kolory niestandardowe: 14, 22, 26, 28, R, B



Silikonowy SlimTip (062-0064)

L  P

Typ wkładki: Pełna

Kolor standardowy: Przezroczysty

(21) Kolory niestandardowe: T



Tytanowy SlimTip\*\*\*\* AV(062-0065)

L  P

Typ wkładki: Wybrana

Kolor: Tytanowy szary (U0)



CROS Tip (062-0059)

L  R

Typ wkładki: Wybrana

Kolor standardowy: Przezroczysty (21)

Kolory niestandardowe: 14, 22, 26, 28, R, B, T

## Krok 4 - opcje

Kolor	Kolor standardowy	<input checked="" type="checkbox"/> S	
	Kolor niestandardowy	Kod:	
Słuchawka	Słuchawka S	L <input type="checkbox"/>	P <input type="checkbox"/>
	Słuchawka M	L <input type="checkbox"/>	P <input type="checkbox"/>
	Słuchawka P	L <input type="checkbox"/>	P <input type="checkbox"/>
Długość	Długość 00*/0/1/2/3	Lewa:	
		Prawa:	
Wentylacja	AOV (wprowadź audiogram)**	<input checked="" type="checkbox"/> S	
	Niestandardowa**	Wydrążona (Y)	L <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/>
		Konwencjonalna	L <input type="checkbox"/> P <input type="checkbox"/>
	Średnica:	mm	mm
Dodatkowe podtrzymanie**	Odwrotny pazur*** (HL)		
	Pazur (CL)		
	Szkielet (SL)		
Uchwyt do wyjmowania	Uchwyt do wyjmowania (zawsze doł.)	<input checked="" type="checkbox"/> X	
	Dłuższy o 5 mm (RFE)	<input type="checkbox"/>	
Powłoka z tytanu	Ekstra Retencja (ERS)	<input type="checkbox"/>	

\* Niedostępne dla tytanowej wkładki SlimTip AV i CROS Tip

\*\* Niedostępne dla tytanowej wkładki SlimTip AV

\*\*\* Niedostępne dla silikonowej wkładki SlimTip AV

\*\*\*\* Tylko do słuchawki MAV (Active Vent)

## Krok 5 - preferencje

Wskaż, z jakim aparatem zamówiono wkładkę SlimTip

Model: \_\_\_\_\_

Dodatkowe instrukcje \_\_\_\_\_

# Formularz zamówienia wkładek SlimTip/CROS Tip 6.0


## Dodatkowe informacje

### Akustycznie optymalizowana wentylacja (AOV)

Zalecamy wybranie AOV. Dobierzemy odpowiednią średnicę i rodzaj otworu wentylacyjnego na podstawie audiogramu/kształtu małżowiny/reduktora sprzężenia zwrotnego i wymaganego wzmocnienia niskich częstotliwości. Do obliczenia AOV wymagany jest audiogram pacjenta.


### Rodzaje otworów wentylacyjnych

Do wkładek typu SlimTip oferujemy dwa rodzaje otworów wentylacyjnych.



Konwencjonalny:

- Klasyczny otwór wentylacyjny
- Stała średnica (nie można jej powiększyć)




Wydrążony:

- Optymalizowany pod kątem stopnia dopasowania
- Łatwy do powiększenia przez protetyka

### Długość dźwiękowodu

Zmierz długość w celu wybrania odpowiedniej długości słuchawki. W przypadku obustrzennego dopasowania zmierz długość dla obojga uszu.



### Systemy przeciwwoskowinowe

We wkładkach SlimTip/CROS Tip wykorzystuje się następujące filtry:

Akrylowy SlimTip	CeruStop założony w SlimTip*
Silikonowy SlimTip	CeruStop w słuchawce
Tytanowy SlimTip	HF3 w słuchawce ActiveVent
CROS Tip	Brak konieczności stosowania filtra

\*Cerustop ze słuchawki powinien być usunięty

### Tytanowa wkładka typu SlimTip AV

Ten wariant wkładki typu SlimTip jest przeznaczony wyłącznie do funkcji ActiveVent™ (AV) i jest kompatybilny tylko ze słuchawką MAV (MAV =Medium ActiveVent). Inne dodatkowe opcje otworu wentylacyjnego nie są potrzebne. Oferujemy ją z trwałą powłoką tytanową, aby zmaksymalizować stopień dopasowania i zwiększyć komfort. Nasz łącznik SlimTip Link AV łączy się ze słuchawką MAV w prosty i łatwy sposób. Rozwiązanie ActiveVent jest kompatybilne z ładowalnymi aparatami słuchowymi Paradise, Lumity i Infinio typu RIC.

### Ekstra Retencja (ERS)

Ekstra Retencja dotyczy produktów tytanowych, w których jako opcję możemy zapewnić chropowatą powierzchnię. Dzięki temu poprawimy umocowanie produktu w uchu.

### Kompatybilność z aparatami słuchowymi

Wkładki SlimTip 6.0 są kompatybilne z aparatami słuchowymi Infinio jak i nowszymi. Nie są kompatybilne wstecznie z aparatami słuchowymi Lumity i starszymi.

### Kody kolorów

Kod	Kolor
14	Jasnobrązowy
21	Przezroczysty
22	Kakaowy
26	Różowy
28	Brązowy
R/B	Czerwony/Niebieski
UO	Tytanowy szary
T	Jasny różowy

### Preferencje

Jeśli masz jakieś specjalne wymagania, poinformuj nas o tym.

**Administratorem** Państwa danych osobowych jest Sonova Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pl. Bankowy 1, 00-139 Warszawa nr tel. 22 7491900.

Państwa dane osobowe (imię, nazwisko, telefon, adres e-mail, firma i jej adres, zawód) zostały nam podane bezpośrednio przez Państwa (w przypadku, gdy prowadzona jest jednoosobowa działalność gospodarcza) lub przez Państwa pracodawcę (w przypadku wykonywania pracy na rzecz podmiotu będącego naszym kontrahentem), jako dane kontaktowe w celach związanych z łączącą nas (bądź z Państwa pracodawcą) współpracą handlową. Informacje te mogą być przekazywane drogą telefoniczną, pocztą bądź za pośrednictwem e-mail.

**Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych** w wyżej wymienionym celu jest łącząca nas umowa (w przypadku, gdy Państwo prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą) lub nasz prawnie uzasadniony interes (w przypadku, gdy przetwarzamy dane Państwa jako pracownika naszego kontrahenta oraz gdy dane są przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń).

Co do zasady **Państwa dane osobowe przechowujemy** do czasu zakończenia współpracy handlowej, w ramach której zostały zebrane lub do czasu upływu ustawowych okresów przedawnienia ewentualnych roszczeń. Ponadto dane osobowe mogą być przechowywane do czasu zakończenia wszelkich sporów prawnych, w ramach których dane te mogłyby być potrzebne w charakterze dowodu.

Jeżeli podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes, **mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec** przetwarzania Państwa danych osobowych. Państwa sprzeciw zostanie uwzględniony, chyba że nasze podstawy przetwarzania mają charakter nadrzędny wobec Państwa interesów, praw i wolności.

**Mają Państwa prawo także:** (1) zażądać, abyśmy udzielili bliższych informacji dotyczących sposobu wykorzystywania danych osobowych, (2) zażądać, abyśmy umożliwili dostęp do dotyczących Państwa danych osobowych oraz przekazali kopię danych, które zostały nam przekazane, (3) otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które nam Państwo przekazali oraz - o ile jest to technicznie możliwe – zażądać przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód, jeżeli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz w sposób zautomatyzowany, (4) zażądać, abyśmy sprostowali wszelkie niedokładności w danych, które posiadamy, (5) zażądać, abyśmy usunęli wszelkie dane, do przetwarzania których nie posiadamy już podstaw prawnych, (6) zażądać ograniczenia przetwarzania danych np. na czas rozpatrywania skargi, (7) wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Oświadczenia w zakresie realizacji praw prosimy składać na adres e-mail: dane.osobowe@sonova.com lub adres siedziby Administratora podany powyżej.

Odbiorcami przetwarzanych przez Administratora danych osobowych będą podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora. Podane dane osobowe nie podlegają żadnej czynności profilowania.

**Odbiorcami** przetwarzanych przez Administratora danych osobowych mogą być spółki z grupy kapitałowej, do której należy Administrator, w tym także spółki mające siedzibę poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym. Przekazanie tych danych następuje jedynie w wewnętrznych celach korporacyjnych lub w celu zapewnienia technicznej obsługi serwisu SAP.

W takich przypadkach dopilnujemy stosowania odpowiednich zabezpieczeń w celu chronienia Państwa danych osobowych poprzez wdrożenie odpowiednich mechanizmów prawnych, takich jak Standardowe klauzule umowne UE.