

Krok 1 - szczegóły zamówienia

Nazwa firmy: _____


Telefon kontaktowy: _____

Nazwisko protetyka: _____

Kod użytkownika: _____

Data zamówienia: _____

Krok 2 - audiogram WYMAGANY do wentylacji AOV




Poziom doświadczenia początkujący mało doświadczony doświadczony bardzo doświadczony

Krok 3 - rodzaj wkładki i opcje

Wybierz długość dźwiękowodu (0-3)

Lewe: Prawe:

| | Stuchawka / rożek | StimTube HE | Standard xReceiver (xS) | Power xReceiver (xP) | SuperPower xReceiver (xSP) | SuperPower xReceiver (xSP plus) | UltraPower xReceiver (xUP) | Kolor obudowy | Przezroczysty 21 | Różowy 26 | Kakaowy 22 | Jasnobrązowy 14 | Brązowy 28 | Czerwony 36 / Niebieski 37 | Biały 19 |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| SlimTip twardy (wybrany) | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| SlimTip twardy (pełny) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| cShell / <input type="checkbox"/> XL | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| CROS Tip | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



cShell & cShell XL (HS / FS)



SlimTip (wybrany)

SlimTip (pełny)



CROS Tip

- standardowa konfiguracja
 - niedostępne

Kolor płytki (cShell): Różowy 26 Kakaowy 22 Jasnobrązowy 14 Brązowy 28 Czarny przezroczysty 47 Przezroczysty 13

Filtry (cShell): C-Stop/Cerustop Dodatk. dźwiękówód Wax Spring (zalecane do xUP) HF3 HF4

Uchwyt do wyjmowania: Przezroczysty 21 Brązowy 28 Jasnobrązowy 14 | 5mm dłuższy

Wentylacja: AOV **Wymagany audiogram!** Określona Lewy _____ mm Prawy _____ mm

Opcje dodatkowe: Pazur Szkielet

Krok 4 - preferencje

Jeśli to konieczne, można:
zmniejszyć moc, jeśli pozwala na to audiogram
cShell może być jako HS, jeśli to konieczne

Wskaż, z jakim aparatem/aparatami (model) dopasowano zamówioną /-e wkładkę/wkładki:

Specjalne wymagania:

Poradnik w wyborze wkładki

Najlepszy wygląd, dopasowanie do ubytku słuchu od lekkiego do średniego

Słuchawka **Standard**



SlimTip

Słuchawka **Power**
Słuchawka **SuperPower**



cShell

Do ubytku słuchu od ciężkiego do głębokiego

Słuchawka **SuperPower plus**
Słuchawka **UltraPower**



cShell XL (półmażowinowy/pełnomażowinowy)

Kompatybilność z aparatami słuchowymi

RIC
Aparaty ze słuchawką kanałową

BTE
Aparaty z dźwiękowodem

| | | RIC | | | BTE | |
|----------------------|---------------------------|-------------------------------|------------------|------------------------|---|----------|
| | | Aparaty ze słuchawką kanałową | | Aparaty z dźwiękowodem | | |
| | | Audéo Q | Audéo V | Naída Q Sky Q | Audéo B Naída V, Naída B Sky V, Sky B | BTE |
| xS | Słuchawka Standard | | | | | |
| xP | Słuchawka Power | | | | | |
| xSP | Słuchawka SuperPower | | | | | |
| xSP plus | Słuchawka SuperPower+ | | | | | |
| xUP | Słuchawka UltraPower | | | | | |
| Wkładki indywidualne | SlimTip twardej (wybrany) | xS, xP | xS, xP | xS, xP | xS, xP | SlimTube |
| | SlimTip twardej (pełny) | xS | xS | xS | xS | SlimTube |
| | cShell twarda | xS, xP, xSP | xS, xP, xSP plus | xS, xP, xSP plus | xS, xP, xUP | n/a |

Administratorem Państwa danych osobowych jest Sonova Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pl. Bankowy 1, 00-139 Warszawa nr tel. 22 7491900.

Państwa dane osobowe (imię, nazwisko, telefon, adres e-mail, firma i jej adres, zawód) zostały nam podane bezpośrednio przez Państwa (w przypadku, gdy prowadzona jest jednoosobowa działalność gospodarcza) lub przez Państwa pracodawcę (w przypadku wykonywania pracy na rzecz podmiotu będącego naszym kontrahentem), jako dane kontaktowe w celach związanych z łączącą nas (bądź z Państwa pracodawcą) współpracą handlową. Informacje te mogą być przekazywane drogą telefoniczną, pocztą bądź za pośrednictwem e-mail.

Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych w ww. celu jest łącząca nas umowa (w przypadku, gdy Państwo prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą) lub nasz prawnie uzasadniony interes (w przypadku, gdy przetwarzamy dane Państwa jako pracownika naszego kontrahenta oraz gdy dane są przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń).

Co do zasady Państwa **dane osobowe przechowujemy** do czasu zakończenia współpracy handlowej, w ramach której zostały zebrane lub do czasu upływu ustawowych okresów przedawnienia ewentualnych roszczeń. Ponadto dane osobowe mogą być przechowywane do czasu zakończenia wszelkich sporów prawnych, w ramach których dane te mogłyby być potrzebne w charakterze dowodu.

Jeżeli podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes, **mogą Państwo wnieść sprzeciw** wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Państwa sprzeciw zostanie uwzględniony, chyba że nasze podstawy przetwarzania mają charakter nadrzędny wobec Państwa interesów, praw i wolności.

Mają Państwa prawo także: (1) zażądać, abyśmy udzielili bliższych informacji dotyczących sposobu wykorzystywania danych osobowych, (2) zażądać, abyśmy umożliwili dostęp do dotyczących Państwa danych osobowych oraz przekazali kopię danych, które zostały nam przekazane, (3) otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które nam Państwo przekazali oraz - o ile jest to technicznie możliwe - zażądać przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód, jeżeli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz w sposób zautomatyzowany, (4) zażądać, abyśmy sprostowali wszelkie niedokładności w danych, które posiadamy, (5) zażądać, abyśmy usunęli wszelkie dane, do przetwarzania których nie posiadamy już podstaw prawnych, (6) zażądać ograniczenia przetwarzania danych np. na czas rozpatrywania skargi, (7) wnieść skargę do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Oświadczenia w zakresie realizacji praw prosimy składać na adres e-mail: **dane.osobowe@sonova.com** lub adres siedziby Administratora podany powyżej.

Odbiorcami przetwarzanych przez Administratora danych osobowych będą podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora. Podane dane osobowe nie podlegają żadnej czynności profilowania.

Odbiorcami przetwarzanych przez Administratora danych osobowych mogą spółki z grupy kapitałowej do której należy Administrator, w tym także spółki mające siedzibę poza Unią Europejską lub Europejskim Obszarem Gospodarczym. Przekazanie tych danych następuje jedynie w wewnętrznych celach korporacyjnych lub w celu zapewnienia technicznej obsługi serwisu SAP. W takich przypadkach dopilnujemy stosowania odpowiednich zabezpieczeń w celu chronienia Państwa danych osobowych poprzez wdrożenie odpowiednich mechanizmów prawnych, takich jak Standardowe klauzule umowne UE.