



Phonak Naída™ Marvel

Liebe auf den ersten Klang

A Sonova brand

PHONAK
life is on

**Marvel Hörgeräte
sind das Ergebnis
unserer jahrelangen
Erfahrung und
unseres Engagements
für optimales
Hören ohne
Einschränkungen.**



Seit mehr als 70 Jahren entwickelt Phonak innovative Hörgeräte, die die Lebensqualität von Hörgeräteträgern deutlich verbessern. Mit jedem neuen Produkt setzt Phonak neue Maßstäbe und schafft Lösungen, die eine hervorragende Hörleistung bieten, leicht zu handhaben sind und für einzigartigen Hörgenuss sorgen.

Unser neuestes Technologie-Wunder ist das Ergebnis jahrelanger intensiver Forschung und Entwicklung. Wir haben unseren Fokus auf das gerichtet, was Sie von einem erstklassigen Hörgerät erwarten – einen kräftigen, vollen Klang.

Mithilfe dieser Philosophie und modernsten Technologien haben wir ein multifunktionales Hörgerät entwickelt, das Liebe auf den ersten Klang bietet.

Das neue Phonak Naída Marvel:

- Kräftiger, voller Klang
- Direkte binaurale Anbindung an Smartphones (iOS® und Android™), TV, Roger-Mikrofone und mehr
- Zuverlässig
- Smart-Apps

**Naída ist das weltweit
führende Power-Hörgerät.¹**

Liebe auf den ersten Klang... jeden Tag aufs Neue!

- Besseres Sprachverstehen in lauten Umgebungen mit Roger²
- Komfortables Hören in lauten Umgebungen*³
- Bessere Gedächtnisleistung im Störgeräusch*³
- Bluetooth®-Streaming

Phonak Naída Marvel Hörgeräte bieten Ihnen ab der Erstanpassung eine Klangqualität, die ihresgleichen sucht. Um dies zu erreichen, haben wir die zuverlässige Leistung unserer Technologie in jeder Hinsicht noch weiter verbessert.

Mit der aktuellen Phonak Technologie erkennt Naída Marvel mehr Hörsituationen als je zuvor und passt sich automatisch an diese an⁴.

Genießen Sie besseres Sprachverstehen in geräuschvollen Umgebungen und über Distanz mit Roger² sowie komfortables Hören in lauten Umgebungen.³ Sie werden begeistert sein, wie gut Ihre Hörgeräte im Alltag funktionieren.

Mit einem guten Gehör können Sie besser kommunizieren und besser am Alltag teilhaben, was dazu beiträgt, dass Sie sich rundum wohlfühlen! Und da Marvel Ihnen darüber hinaus eine klare, volle Klangqualität und Wireless-Anbindung an Ihr Smartphone und TV bietet, werden auch Sie die Liebe auf den ersten Klang erleben... jeden Tag aufs Neue!

* Mit StereoZoom im Vergleich zu Real Ear Sound

Was macht Naída Marvel so einzigartig?

In unserem modernen Alltag, sind wir auf vielfältige Weise verbunden. Phonak Naída Marvel wurde entwickelt, damit Sie mühelos über Telefon, Nachrichten, E-Mails, TV sowie unzählige Apps und elektronische Geräte mit der Welt in Verbindung bleiben – und dabei einen kräftigen, vollen Klang genießen können.

Smartphone-Konnektivität

Phonak Naída Marvel ist das weltweit erste Super Power-Hörgerät, das freihändiges Telefonieren ermöglicht und Audioinhalte direkt von iOS, Android oder anderen bluetoothfähigen Geräten streamt.

Sie müssen einfach nur auf den Taster am Hörgerät drücken, um einen Anruf anzunehmen oder abzulehnen, selbst wenn Ihr Smartphone auf der anderen Seite des Raums liegt. Darüber hinaus können Sie entscheiden, ob die Benachrichtigungstöne Ihres Smartphones direkt über Ihre Marvel Hörgeräte abgespielt werden sollen.



PartnerMic

TV Connector



TV und Multimedia

Naída Marvel ist mit der Phonak AirStream™ Technologie für das Streamen von jedem beliebigen TV -oder Multimedia-Gerät ausgestattet. Genießen Sie Ihre Lieblingsserien und -filme mit dem Phonak TV Connector, dank einer einfachen Plug-and-Play-Lösung.

Die Naída Marvel Hörgeräte funktionieren wie Wireless-Kopfhörer – vielleicht sogar noch besser, denn sie können sogar unterscheiden, ob Sprache oder Musik übertragen wird und passen sich automatisch so an, dass optimale Klangqualität garantiert ist.

Phonak PartnerMic™

Airstream kommt auch beim Streamen vom Phonak PartnerMic zum Einsatz. Es lässt sich bei Gesprächen mit einer einzelnen Person ganz einfach anwenden und ist immer richtig ausgerichtet – unabhängig von der Position, in der es sich befindet.

Was Sie erwarten können:

- Wireless-Anbindung an Smartphones – iOS und Android
- Kann mit einer Vielzahl elektronischer Geräte verbunden werden
- Hörgeräte können wie Stereo-Wireless-Kopfhörer verwendet werden
- Lange Audiostreaming-Dauer mit dem TV Connector dank AirStream Technologie

Mehr Hörleistung mit Roger™-Technologie

In geräuschvollen Umgebungen und bei großer Distanz zum Sprecher stellt die Sprachverständlichkeit immer noch eine besondere Herausforderung dar. Mit Roger kann in solchen Situationen die Hörleistung gesteigert werden.²

Die Roger-Technologie gilt heute als Maßstab für digitale Wireless-Technologien. Dabei wird die Stimme eines Sprechers über ein Roger-Mikrofon erfasst und drahtlos auf die Hörgeräte übertragen. Gleichzeitig werden Hintergrundgeräusche reduziert.

Phonak Naída Marvel ist mit RogerDirect™ ausgestattet. Dies ermöglicht die direkte Übertragung des Roger-Signals auf die Hörgeräte, ohne dass ein externer Roger-Empfänger angebracht werden muss (Installation erforderlich). Dank der Roger-Technologie können Sie in sehr geräuschvollen Umgebungen, wie Restaurants oder Meetings am Arbeitsplatz von einem verbesserten Hörerlebnis profitieren.

Was Sie erwarten können:

- Unschlagbare Lösungen für schwierige Hörsituationen
- Speziell entwickelt, um die Sprachverständlichkeit in geräuschvollen Umgebungen und über Distanz zu optimieren
- Unauffällig und ansprechend



röger





App-solut wunderbar!

myPhonak App

Mit dieser einfach zu benutzenden App holen Sie das Beste aus Ihren Marvel Hörgeräten heraus. Verschiedene App-Funktionen sorgen dafür, dass Ihre individuellen Hörbedürfnisse immer und überall erfüllt werden.⁵



Was Sie erwarten können:

- Fernsteuerung: Stellen Sie die Lautstärke Ihrer Hörgeräte ein, indem Sie ein Programm oder Szenario wählen, oder personalisieren Sie den Klang noch mehr mithilfe der erweiterten Funktionen
- Remote Support: Sie können Ihre Phonak Hörgeräte aus der Ferne und in Echtzeit von Ihrem Hörakustiker per Video-Support anpassen lassen
- Hörtagebuch: Dokumentieren Sie Ihr Hörerlebnis und teilen Sie Ihrem Hörakustiker Ihr Feedback mit
- Meine Hörgeräte: Informieren Sie sich über den Ladezustand der Akkus, personalisierte Programme und statistische Daten

myCall-to-Text App

Das Verfolgen von Gesprächen am Telefon kann eine Herausforderung darstellen, besonders wenn Hintergrundgeräusche vorhanden sind. Dank der Freisprechfunktion von Marvel müssen Sie das Telefon nicht einmal an Ihr Ohr halten. Mit der myCall-to-Text App können Sie in Echtzeit auf dem Bildschirm lesen, was der Gesprächspartner am anderen Ende der Leitung sagt. Es funktioniert wie mit Untertiteln im Fernsehen oder im Kino. Sie können jetzt in über 80 Sprachen auf Ihrem Smartphone lesen, was Sie hören.

Kommunizieren Sie jederzeit und überall und machen Sie sich keine Sorgen, dass Sie dem Gespräch nicht folgen können.

Was Sie erwarten können:

- Hören und lesen Sie, was Ihr Gesprächspartner sagt und kommunizieren Sie selbstbewusst
- Die App funktioniert unabhängig vom Typ des Telefons Ihres Gesprächspartners (Mobiltelefon, Bürotelefon oder Festnetzanschluss zu Hause) und Ihr Gesprächspartner muss die App nicht installieren
- Speichern Sie die Mitschrift des Gesprächs für eine spätere Verwendung

Eine kostenlose Version der myCall-to-Text App ist verfügbar. Jetzt ausprobieren!



Das weltweit führende Power-Hörgerät¹

- Staubbeständig⁶
- Wasserresistent⁶
- Jeden Tag, rund um die Uhr



Wasser- und staubresistent (IP68)⁶

Phonak hat seit der Einführung des ersten Power-Hörgerätes im Jahr 1978 kontinuierlich herausragende Lösungen für Menschen mit starkem bis hochgradigem Hörverlust entwickelt und angeboten.

Basierend auf der bewährten Phonak Marvel Technologie steht mit dem neuen Naída M-SP ein leistungsstarkes Power-Hörgerät zur Verfügung, das zuverlässig die Höchstleistung liefert, die Sie brauchen.

Diese robusten Hörgeräte geben Ihnen die Sicherheit, dass sie bei allen Alltagsaktivitäten zuverlässig funktionieren und Sie auch in den schwierigsten Hörsituationen nicht im Stich lassen.

Naída Marvel gibt
es in verschiedenen
Farben, um Ihren
individuellen
Bedürfnissen
gerecht zu werden

Farben



Sand Beige



Sandelholz



Kastanie



Champagner



Silbergrau



Graphitgrau



Samtschwarz



Alpine White



Beige

- 1 Taphuntsang, D. (2017) Market Research ID 924. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an marketinsight@phonak.com. Basierend auf Kundenzufriedenheitsstudie 2017.
- 2 Thibodeau, L. (2014). Comparison of speech recognition with adaptive digital and FM wireless technology by listeners who use hearing aids. *American Journal of Audiology*, 23(2), 201-210.
- 3 Winneke, A., Schulte, M. & Latzel, M. (2019). The effect of spatial noise processing in hearing aids on neural correlates of listening and memory effort: an EEG study. Manuskript in Vorbereitung Für Anfang 2020 erwartet.
- 4 Rodrigues, T. & Liebe, S. (2018). Phonak AutoSense OS™ 3.0. The new & enhanced automatic operating system. Phonak Insight, Quelle: www.phonakpro.com/evidence, Zugriff am 19. Februar 2020.
- 5 Angle, G. P., Schnittker, J. A., & Tharpe, A. M. (2017). Remote Hearing Aid Support: The Next Frontier. *Journal of the American Academy of Audiology*, 28, 893–900. doi: 10.3766/jaaa.16093, Zugriff 19. Februar 2020.
- 6 IP68 zeigt an, dass das Hörgerät wasserresistent und staubdicht ist. Es hat ein konstantes 60-minütiges Eintauchen in 1 Meter tiefem Wasser und 8 Stunden in der Staubkammer gemäß IEC60529 Standard schadlos überstanden.

Es ist nicht nur
ein fantastisches
Hörgerät.
Es ist ein
multifunktionales
Wunder.

Die Bluetooth® Wortmarke und die Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc., jegliche Verwendung dieser Marken durch Sonova erfolgt unter Lizenz.

iOS ist eine Marke von Cisco, Inc.

Android ist eine Marke von Google Inc.

Life is on

Gutes Hören bedeutet Lebensqualität. Deshalb widmen wir uns bei Phonak seit mehr als 70 Jahren der Entwicklung wegweisender Hörlösungen.

Damit ermöglichen wir es jedem, sich sozial und emotional frei zu entfalten und das Leben in vollen Zügen zu genießen. Life is on.

www.phonak.de

