

# Phonak D-Dry+



## Phonak Trocken- und Reinigungsbox mit UV-C-Licht

Weitere Informationen finden Sie unter [www.phonakpro.de](http://www.phonakpro.de)

# Vorteile im Überblick

## Trocknen

- Optimierter schonender Prozess: Trocknungsdauer wurde von 3 bzw. 6 Stunden auf 142 Minuten verkürzt
- Zugelassen zur Trocknung von wiederaufladbaren Sonova Hörgeräten mit neuer Trocknungstemperatur bei 40° C +/- 3° C

## Keimreduzierendes UV-C-Licht

- Zwei UV-C-Glühbirnen bewirken jetzt eine noch effektivere Reduktion von Keimen
- Neue UV-C-Einwirkzeit von 8 Minuten

## Nutzung

- Neue intuitive Bedienung über eine einzige Taste mit Tastsensor, akustischem Signal und Vibrationsbestätigung
- Verbesserte (höhere) Trocknungskammer
- Anzeige der verbleibenden Betriebsdauer durch 5 LED-Leuchten (30 Minuten pro Leuchte)
- Garantie: 24 Monate ab Kaufdatum des Endverbrauchers



# Bewährte Qualität

## Zeiteinstellung und automatische Abschaltung für Trocknungsprozess

- Wirksame Trocknung in 142 Minuten zur Reduzierung von Feuchtigkeit
- Gerät schaltet sich nach Abschluss des Trocknungsprozesses automatisch aus; intuitive Bedienung durch Drücken einer einzigen Taste mit Vibrationsfunktion

## Keimreduzierendes UV-C-Licht

### Das „Hygiene PLUS“

- Die Bestrahlung der Hörgeräte und Otoplastiken mit UV-C-Licht reduziert die Anhaftung von Keimen und dadurch das Risiko von Hautinfektionen im und um das Ohr
- Sicherheit durch automatische Abschaltung des UV-C-Lichts beim Öffnen der Box
- Lange Lebensdauer der Lichtquelle

## D-Dry+ 3 in 1

Kompakte Pflegebox zur Trocknung, Reinigung mit UV-C-Licht und Aufbewahrung

- Betrieb über Netzanschluss + USB-Schnittstelle Ihres Computers (Kabel ist im Lieferumfang enthalten)
- Trocknung mit elektrisch erzeugter Wärme
- Zeitvorwahl für Trocknungsprozess – 142 Minuten
- Überhitzungsschutz
- 8 Minuten UV-C-Reinigungsprozess
- Sicherheit durch automatische Abschaltung des UV-C-Lichts beim Öffnen der Box
- Lange Lebensdauer der Lichtquelle
- Deckel mit Magnetverschluss
- Netzteil: 5 V Netzstromversorgung (100 bis 240 V) oder über beiliegendes USB-/Mini-USB-Kabel vom Computer

## Netzteil

- Betrieb über Netzanschluss und USB-Schnittstelle Ihres Computers (Kabel ist im Lieferumfang enthalten)
- Erhältlich mit EU-, US-, UK- oder australischem Stecker

## Artikelnummern:

- 098-0511-00011 D-Dry+ Kit inkl. US-Netzteil
- 098-0511-00012 D-Dry+ Kit inkl. EU-Netzteil
- 098-0511-00013 D-Dry+ Kit inkl. UK-Netzteil
- 098-0511-00014 D-Dry+ Kit inkl. AUS-Netzteil
- 098-0511-00010 D-Dry+ Kit kein Netzteil

