

Diseño especial para niños

El Sky M, diseñado para niños, cuenta con la mejor resistencia del sector, con una clasificación IP68*. Puede confiar en que los audífonos de su hijo funcionen correctamente, incluso con agua de por medio.

Funciones de seguridad

Su hijo estará seguro gracias al codo de seguridad y el nuevo portapilas de seguridad.

Nuevo indicador luminoso

El nuevo diseño del indicador luminoso es intuitivo, discreto y confirma claramente el estado del audífono.

Combinación de colores

Los niños pueden escoger entre una gran variedad de divertidos colores que realmente combinen con su personalidad.

* IP68 indica que el audífono es resistente al agua y al polvo. Superó una inmersión continua a 1 metro de profundidad en agua durante 60 minutos y 8 horas en una habitación con polvo conforme a la norma IEC 60529.

- 1 National Scientific Council on the Developing Child. (2004). Young children develop in an environment of relationships. Extraído de <https://46y5eh11fhgw3ve3ytpwxt9r-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2004/04/Young-Children-Develop-in-an-Environment-of-Relationships.pdf>, consultado el 19 de agosto de 2019.
- 2 National Scientific Council on the Developing Child. (2004). Brain architecture. Extraído de <https://developingchild.harvard.edu/science/key-concepts/brain-architecture/>, consultado el 19 de agosto de 2019.
- 3 Hurtado, N., Marchmann, V. A., & Fernald, A. (2008). Does input influence uptake? Links between maternal talk, processing speed and vocabulary size in Spanish-learning children. *Developmental Science*, 11(6), 31-39.
- 4 Curran, M., Walker, E., Roush, P., & Spratford, M. (2019). Using propensity score matching to address clinical questions: The impact of remote microphone systems on language outcomes in children who are hard of hearing. *Journal of Speech, Language, and Hearing Research*, 62 (3), 564-576.

La marca Bluetooth® es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc.

Life is on

En Phonak, creemos que una buena audición es fundamental para poder disfrutar al máximo de la vida. Durante más de 70 años hemos permanecido fieles a nuestro objetivo y, para ello, hemos desarrollado soluciones auditivas avanzadas que pueden mejorar la vida social y emocional de las personas. Life is on.

www.phonak.es/infantil



Phonak Sky™ Marvel Amor al primer sonido



028-2019-06V1.000,2019-08/MLG © 2019 sonova AG All rights reserved

sonova
HEAR THE WORLD

A Sonova brand

PHONAK
life is on

El poder de «servir y devolver»

Como padre, sus interacciones afectan profundamente al desarrollo del habla y el lenguaje de su hijo, a su éxito académico y a su bienestar general.¹

Conocidas como «servir y devolver», estas interacciones están colmadas de beneficios que estimulan el cerebro y dan apoyo a las habilidades comunicativas y sociales.²

Tanto la calidad como la cantidad importan

No solo el número de interacciones «servir y devolver» es importante, sino también la diversidad y la complejidad del lenguaje que utilice y con qué grado de claridad su hijo puede escucharlo.³

Por estos motivos, es fundamental ofrecerle a su hijo una solución que de verdad le empodere en su viaje auditivo, para que pueda crear y cultivar relaciones significativas en el trayecto.



Sky Marvel

Phonak se compromete a crear soluciones que ofrezcan a los niños lo mejor desde sus primeros pasos en la vida. La nueva gama Sky M presenta una combinación única de las mejores soluciones pediátricas del mundo con más poder comunicativo que nunca para ayudarles a dar forma a sus vidas.



Sky Marvel ofrece las siguientes características:

- Sonido claro y variado
- Conexión a teléfonos inteligentes, micrófonos Roger™ y más
- Recargable
- Diseño especial para niños

Sonido claro y variado

AutoSense Sky OS es el primer sistema operativo pediátrico del mundo que reconoce los ambientes sonoros que los niños experimentan cada día y se adapta a ellos automáticamente.

Conexión a teléfonos inteligentes, micrófonos Roger y más

A diferencia de cualquier otro audífono pediátrico, Sky Marvel transmite llamadas telefónicas y audio directamente desde prácticamente todos los teléfonos inteligentes y dispositivos con tecnología Bluetooth®.

Roger ayuda a superar los efectos de la distancia y el ruido, ya que transmite el habla directamente a los oídos del niño y, gracias a RogerDirect™, no es necesario llevar dispositivos adicionales.



Potente tecnología recargable

El Sky M-PR elimina las molestias de las pilas desechables. Con una carga completa en tan solo 3 horas, el niño tendrá acceso a un día completo de audición, incluidas 10 horas de Roger o transmisión multimedia.

Un reciente estudio también ha observado que los niños que utilizaban en casa un sistema de micrófono remoto, como Roger, tenían habilidades lingüísticas de alto nivel mejores en comparación con los que no lo hacían.⁴