



Serenity Choice™ Music

La protection auditive haut de gamme
du spécialiste de l'audition



*la vie s'exprime

PHONAK
life is on™

Lors de concerts, la musique dépasse généralement la limite préconisée de 85 dB. Les niveaux sonores supérieurs à ce seuil provoquent des dommages auditifs, qu'il s'agisse d'acouphènes, d'hyperacousie ou d'une perte auditive à long terme. La protection auditive Serenity Choice™ Music réduit le niveau de bruit de 17 dB. La musique atteint aussi 102 dB et peut être écoutée en toute sécurité jusqu'à 8 heures.



La protection Serenity Choice™ Music a été conçue spécialement pour les musiciens, les amateurs de musique ou de concerts. La technologie de filtre à membrane brevetée atténue les bruits de manière lisse et précise. Toutes les fréquences sont réduites au même niveau, ce qui convient parfaitement à la musique, étant donné que l'auditeur ne perd pas une miette du son original. Le niveau sonore est simplement plus sûr, ce qui fait de Serenity Choice™ Music l'embout universel le plus fidèle sur le marché.

Serenity Choice™ Music laisse passer l'air dans l'oreille, réduisant ainsi l'effet d'occlusion (renforcement des graves), tout en aérant l'oreille pour un confort optimal. Principalement conçue pour les applications musicales, la protection Serenity Choice™ Music convient également à n'importe quel environnement bruyant.

Avantages spécifiques de ce produit

- Adaptation parfaite garantie. Embouts de taille S, M et L livrés dans l'emballage. Embouts de taille XL disponibles sur demande.
- Hygiénique : les filtres acoustiques sont adaptés à l'aide d'une technologie de maillage avancée. Grâce à ces filtres, vos oreilles sont aérées en permanence.
- Hypoallergénique : les embouts sont fabriqués en TPE de qualité médicale.
- Excellent rapport qualité/prix : les embouts peuvent être utilisés de nombreuses fois.
- Naturel : l'audition naturelle est préservée, ce qui facilite la conscience de la situation.

17 | 10
SNR | NRR

Réduction du bruit :

Bruit ambiant :

Applications du produit

- Appréciez la musique à des niveaux d'écoute sûrs
- Aide à prévenir les dommages auditifs lors des concerts, dans les discothèques, les bars, etc.
- Confort optimal
- Occlusion minimale

Contenu

- Deux embouts de chaque taille : S, M et L
- Deux filtres acoustiques de 17 dB
- Étui de transport porte-clés en aluminium
- Mode d'emploi en plusieurs langues

Données de certification Serenity Choice™ Music (KM 20)

CE	125 (Hz)	250 (Hz)	500 (Hz)	1 (kHz)	2 (kHz)	4 (kHz)	8 (kHz)	H	M	L	SNR
Atténuation moyenne (dB)	23,6	22,8	22,7	25,8	22,8	15,8	17,4				
Écart-type (dB)	4,6	5,9	5,3	4,6	5,2	2,6	3,6	15	18	18	17
APV 95% (dB)	19,0	16,9	17,4	21,2	17,6	13,2	13,8				

ANSI	125 (Hz)	250 (Hz)	500 (Hz)	1 (kHz)	2 (kHz)	3,15 (kHz)	4 (kHz)	6,3 (kHz)	8 (kHz)	NRR
Atténuation moyenne (dB)	23,8	21,6	21,6	25,8	24,7	15,9	15,6	17,1	13,5	
Écart-type (dB)	2,6	3,2	2,9	4,8	3,9	2,6	3,2	3,0	4,4	10
APV 98% (dB)	18,6	15,2	15,8	16,2	16,9	-	10,0	-	7,9	

