



roger

Roger™ a kihívást jelentő hallási helyzetekre

A Sonova brand

PHONAK
life is on



A beszédértési szakadék áthidalása

Napjaink hallókészülék-technológiája kiváló mértékben javítja a beszédértést. Zajos helyzetek tekintetében azonban a hallókészüléket viselők 31%-a így is nehézségekről számol be.¹

A Roger rendszerek ezen a területen teljesítenek igazán kiemelkedően. Legkorszerűbb vezeték nélküli mikrofonjaink fokozzák a hallókészülékek teljesítményét és segítenek áthidalni a beszédértési szakadékot.

Jobb beszédértés zaj és nagy távolság esetén

A Roger mikrofonok vezeték nélküli kapcsolaton keresztül továbbítják a beszélő hangját a hallgatónak, miközben csökkentik a háttérzajt.

Akár étteremben, akár munkahelyen, akár otthon, pihenés közben használja a készülékeket, a Roger technológiának köszönhetően megtapasztalhatja a hallás igazi örömét, a háttérzajtól és a beszélő távolságától függetlenül.

¹ Abrams, H. B., & Kihm, J. (2015). An Introduction to MarkeTrak IX: A New Baseline for the Hearing Aid Market. *Hearing Review*, 22(6), 16.

A Roger egyedi funkciói

Jobb beszédértés²

A Roger-technológia folyamatosan méri a környezeti zajszintet, és automatikusan ahhoz igazítja a mikrofon hangerejét. A Roger alkalmazkodik a zajszint emelkedéséhez, és felerősíti a beszélő hangját, hogy az a háttérzaj ellenére is hallható legyen.

Jobb beszédértés csoportos beszélgetések során³

A MultiBeam technológia a csoportos beszélgetések során is kiváló beszédértést biztosít. A hat irányban használt mikrofonokkal a készülék 360°-os szögben méri fel és hasonlítja össze a beszédhangokat. A készülék automatikusan azt az irányt választja ki, amelyből a legtisztábban hallatszik a beszéd.

Több beszélő hallgatása

A Roger egyedülálló, teljesen automatikus MultiTalker Network hálózatának köszönhetően több Roger mikrofon is használható egyidejűleg, így Ön egyszerre több beszélőt is hallgathat.

² Thibodeau, L. (2014). Comparison of speech recognition with adaptive digital and FM wireless technology by listeners who use hearing aids. *American Journal of Audiology*, 23(2), 201-210

³ Based on preliminary data. Peer-reviewed article and Field Study News in preparation, available end of 2019 at www.phonakpro.com/evidence.

Az Ön számára megfelelő Roger készülék

A Phonak Roger mikrofonok széles választékát dolgozta ki, így Ön is biztosan talál a saját igényeinek megfelelő megoldást.



Roger Select™

Sokoldalú mikrofon, amely ideális az egy helyben folytatott, háttérzajos beszélgetésekhez. Ha az asztal közepére helyezük, diszkréten és automatikusan kiválasztja az éppen beszélő személyt, és szinte észrevétlenül vált át az egyik beszélőről a másikra. Ha egyszerre több beszélgetés zajlik, a hallgató manuálisan választhatja ki, hogy kire szeretne figyelni.



Roger Table Mic II

Egy mikrofon, melyet különféle munkahelyi megbeszéléseken való részvételre fejlesztettek ki. Kiválasztja az éppen beszélő személyt, és automatikusan vált a megbeszélés résztvevői között. Több mikrofon csatlakoztatásával MultiTalker Network is létrehozható.



Roger Pen™

Praktikus mikrofon különféle hallási helyzetekhez. Hordozható kialakításának köszönhetően kényelmesen használható az olyan helyzetekben, ahol egy kis rásegítésre van szükség a távolság vagy a zaj miatt.



Két technológia legjáva

A RogerDirect™-nek köszönhetően a Roger technológiája már közvetlenül összeköthető a Marvel hallókészülékkel.

A RogerDirect a Phonak úttörő technológiája az iparágban, amelynek segítségével a Roger mikrofonok közvetlenül a Marvel hallókészülékeknek tudják továbbítani a jeleket. Mivel nincs csatlakoztatható külső vevő, diszkrét és vonzó megoldást kínál.*

*Számos különféle, más hallókészülékekkel és implantátumokkal kompatibilis vevőegység is elérhető. A részletek a 11. oldalon és a www.phonak.com weboldalon találhatóak

A Roger sokoldalúsága



Baráti vacsorákon

Az otthon vagy éttermekben zajló vacsorák általános jellemzője a hangok és háttérzajok bonyolult elegye. A Roger Select kiszűri a zavaró háttérzajt, hogy Ön minden szót tisztán értsen, és követni tudja a beszélgetés fonalát.




Kisebb és nagyobb megbeszéléseken

A Roger tárgyalásokon zajló beszélgetések során is hasznos. Helyezzen el egy vagy több Roger Table Mic II eszközt, azok pedig továbbítják a beszédet a hallókészülékbe, függetlenül attól, hol zajlik a beszélgetés. Így gond nélkül követheti a kisebb és nagyobb megbeszéléseket egyaránt, és az elhangzottakra koncentrálni tud.



Társasági összejöveteleken

A Roger Pen ideális társasági összejövetelek esetében – főleg olyan helyeken, ahol zene szól és sokan beszélgetnek. Ilyenkor egyszerűen fordítsa a Roger készüléket a beszélgetés irányába, az pedig közvetlenül a hallókészülékébe továbbítja a beszélő hangját.




Előadók részvételével zajló megbeszéléseken

Az előadók gyakran a megbeszélés többi résztvevőjétől nagyobb távolságra helyezkednek el, de Ön így is tisztán hallhat minden jelenlétőt, ha az asztalon elhelyez több Roger mikrofont, és az előadó is visel egyet.



TV és multimédiás eszközök használatakor

A Roger mikrofonokat könnyedén csatlakoztathatja TV-készülékéhez, videokonferenciákhoz vagy más multimédiás forrásokhoz, így összeköttetésben maradhat a világgal.



Az autóban

A Roger legyőzi az utazás során felmerülő kommunikációs akadályokat. Csökkenti a háttérzajt és közvetlenül az Ön hallókészülékébe továbbítja a beszélő hangját. Így könnyedén követheti az autóban zajló beszélgetést, miközben a környezetére is figyelni tud.



Az Ön Roger-készüléke

A Roger-rendszerek a legtöbb gyártó hallókészülékeivel és implantátumaival kompatibilisek. Keresse fel hallásgondozó szakemberét, és együtt biztosan megtalálják az Ön hallókészülékéhez csatlakoztatható és az Ön kommunikációs igényeinek megfelelő Roger-készüléket.

A Roger termékekkel kapcsolatos további információkért keresse fel a www.phonak.hu oldalt!

Life is on

Mi a Phonaknál úgy véljük, hogy a jó hallás elengedhetetlen a teljes élethez. Több, mint 70 éve hűek maradtunk a küldetésünkhöz, hiszen olyan úttörőnek számító hallási megoldásokat fejlesztünk, amik változást hoznak az emberek életében. Így aktívabbak lehetnek társadalmi kapcsolataikban és érzelmeik kifejezésében. Life is on.

www.phonak.hu