

Acessórios sem fio Phonak

Melhore o desempenho dos
seus aparelhos auditivos



Os aparelhos auditivos da Phonak são soluções de alto desempenho destinados a reconectar as pessoas ao mundo sonoro.

Embora as novas tecnologias tornem, na maioria das situações, a compreensão de fala efetiva e agradável, muitas vezes só os aparelhos auditivos não são suficientes. Assim, a Phonak desenvolveu uma série de acessórios sem fio que melhoram o desempenho com um mínimo de esforço. Esta coleção de acessórios para os seus aparelhos auditivos foi desenvolvida para mantê-lo conectado - ao telefone, à TV ou em um ambiente ruidoso.

Descubra os benefícios do Portfólio de Comunicação Sem Fio da Phonak. Solicite ao seu profissional de saúde auditiva uma demonstração e pergunte sobre a compatibilidade com os seus aparelhos auditivos Phonak.

Simplifique sua vida

Phonak ComPilot Air II – O transmissor de áudio

O Phonak ComPilot Air II oferece excelente qualidade sonora estéreo ao conectar os aparelhos auditivos Phonak através do Bluetooth com uma variedade de fontes de áudio: celulares, MP3, tablets, laptops e computadores. Utilize em conjunto com o Phonak TVLink II para transformar seus aparelhos auditivos em fones de ouvido sem fio.



- Clipe para prender à roupa;
- Design sem o colar;
- Funcionalidade de controle remoto para ajustar as configurações de volume ou de programas dos aparelhos auditivos Phonak;
- Alertas de voz para fácil interação.

Phonak ComPilot II – Interface multiúso de áudio

O Phonak ComPilot II permite conectar um receptor Roger X para ser usado com os três modelos de microfones Roger quando houver dificuldade de compreensão no ruído e na distância, também possui uma entrada de áudio de 3.5mm.

O tempo de duração da bateria faz com que o ComPilot II seja a opção certa para aqueles que utilizam a transmissão sem fio por um longo período de tempo.



- Botões grandes para fácil manuseio;
- Longo tempo de transmissão: até 24 horas de som estéreo;
- Colar substituível disponível em dois comprimentos;
- Funcionalidade de controle remoto para ajustar as configurações de volume ou de programas dos aparelhos auditivos Phonak;
- Alertas de voz para fácil interação.

Mantenha-se conectado

Phonak TVLink II – Interface para ouvir música e TV

O Phonak TVLink II - utilizado em conjunto com o ComPilot II ou ComPilot Air II - facilita a compreensão dos programas de TV.

Ele melhora a compreensão de fala ao transformar qualquer aparelho auditivo (wireless) Phonak em um fone de ouvido estéreo para fontes de áudio como a TV ou para ouvir música. A distância de transmissão é de até 30 metros, o que permite a movimentação pela casa sem perder o que está acontecendo na TV.



- Conecta-se às TVs modernas, com saídas analógicas ou digitais (óptica, coaxial);
- A transmissão inicia automaticamente assim que o TVLink II e a fonte de áudio estiverem ligados;
- Base para carregar o ComPilot II e ComPilot Air II.

Phonak TV Connector – A solução para a TV "plugue e use"

O TV Connector conecta diretamente os aparelhos auditivos com conectividade direta "Feita para Todos", à TV ou equipamento de som sem necessidade de um acessório adicional. Com a configuração "plugue e use" do transmissor, a conexão de áudio é realizada de forma simples e mantendo a qualidade excepcional do som.



Benefícios para os usuários:

- Exclui a necessidade de um transmissor de acessório adicional;
- Transforma os aparelhos auditivos com conectividade direta em fones de ouvido sem fio;
- Possui uma configuração "plugue e use" simples;
- Transmite fala e música com alta qualidade a partir de qualquer fonte de áudio;
- Permite usar a funcionalidade de balanceamento ambiental para ajustar o volume do sinal transmitido ou dos sons do ambiente;
- Oferece a vantagem única de conectar vários usuários simultaneamente ao mesmo sinal de áudio;
- Proporciona até 80 horas de áudio proveniente da TV com uma única bateria para aparelhos auditivos.

Amplie seu controle

myPhonak app

O myPhonak app oferece funções de controle remoto, utilizando apenas o telefone celular como transmissor direto para os aparelhos auditivos com conectividade direta.



- Controle ambiental durante transmissão de áudio;
- Seleção direta de programas auditivos, fontes de áudio ou a direção sonora;
- Controle de volume;
- Permite ajuste individual direito/esquerdo;
- Disponível para Android e iOS.

Phonak Tinnitus Balance App



- Aplicativo com uma biblioteca de sons os quais podem ser mais uma ferramenta no tratamento para alívio do incômodo do zumbido.



www.phonak.com.br/rcapp

Desfrute de conversas no ruído e à distância

Microfones Roger

Você conhece muito bem esta situação: você está em um lugar ruidoso, rodeado por conversas paralelas, música, etc., e esforçando-se para ouvir a conversa ao seu redor ou à distância.

O Roger Pen, Roger Touchscreen Mic e o Roger Clip-On Mic podem ajudá-lo em situações auditivas difíceis como esta, para você ouvir e compreender 62%² melhor do que as pessoas com audição normal. Os microfones Roger permitem que você desfrute da comunicação clara, sem o stress e a confusão que o ruído de fundo traz.



² Professor Thibodeau, Linda, PhD (2014), Comparison of speech recognition with adaptive digital and FM wireless technology by listeners who use hearing aids, University of Texas, Dallas, USA, The American Journal of Audiology (in press)

- Melhora o desempenho na comunicação um-para-um ou em grupo;
- As configurações do microfone se ajustam automaticamente de acordo com o ruído e interlocutores ao seu redor;
- Existe praticamente um receptor Roger compatível para todos os aparelhos auditivos, Implante Coclear (IC) e BAHA;
- Conecta com a TV e outros dispositivos de multimídia;
- Vários microfones podem ser utilizados em conjunto e ao mesmo tempo;
- Roger Pen possui Bluetooth para transmitir as chamadas telefônicas do celular diretamente para os seus aparelhos auditivos.

- A linha de produtos Roger inclui um microfone concebido cuidadosamente para se adequar a qualquer aluno e situação. Com o microfone Roger Touchscreen Mic e os vários receptores Roger, a complexidade deixa de existir e os estudantes ouvem o professor com clareza.



Entre em contato com o seu profissional de saúde auditiva para agendar uma demonstração ou visite www.phonak.com.br/wireless para mais informações.

Porque ouvir é acreditar!

Life is on

Na Phonak, acreditamos que ouvir bem é essencial para aproveitar a vida ao máximo. Há mais de 70 anos somos fiéis à nossa missão, desenvolvendo soluções auditivas pioneiras que mudam a vida das pessoas e permitem seu sucesso social e emocional.

Life is on.

www.phonak.com.br

fale.conosco@phonak.com

SAC 0800 701 8105

