



Life is on

Na Phonak, acreditamos que ouvir bem é essencial para aproveitar a vida ao máximo. Há mais de 70 anos, somos fiéis à nossa missão, desenvolvendo soluções auditivas pioneiras que mudam a vida das pessoas e permitem seu sucesso social e emocional. Life is on.

www.phonak.com.br
fale.conosco@phonak.com
SAC 0800 701 8105



Proporcionando novos caminhos para a compreensão de fala

O som da voz é captado pelo microfone Roger e enviado para os receptores Roger que estão conectados aos aparelhos auditivos ou implantes cocleares.

Entre em contato com seu profissional de saúde auditiva para saber mais sobre o Roger para crianças.



Roger™ para Crianças

Proporcionando novos caminhos para a compreensão de fala



028-1509-12/2016-04/8GJ © Phonak AG. Todos os direitos reservados - 21629

PHONAK
life is on

Participação ativa em salas de aula modernas

Uma sala de aula moderna é constituída por vários elementos que criam um ambiente de aprendizado dinâmico. De trabalhos e leituras entre pares a atividades que incluem várias formas de multimídia, é um local concebido para que alunos e professores participem, falem, discutam e interajam verdadeiramente.

Produtos Roger para Crianças

A linha de produtos Roger para Crianças inclui um microfone concebido cuidadosamente para se adequar a qualquer aluno e situação. Com o novo microfone Roger Touchscreen Mic e os vários receptores Roger, a complexidade deixa de existir e as crianças podem ouvir tudo!

Captar o som...

Roger Touchscreen Mic

Microfone simples e intuitivo para o professor usar ao redor do pescoço ou colocar em uma mesa para captar a fala de um grupo de estudantes.



...e levá-lo à criança

Com vários estilos de receptores Roger disponíveis, há uma solução para cada criança, independente da tecnologia auditiva que ela esteja usando.

Receptores Roger específicos

Estes receptores Roger são discretos complementam de forma perfeita o design de um aparelho auditivo Phonak.



Roger X

O receptor universal miniaturizado é compatível com praticamente todos os aparelhos auditivos, implantes e acessórios de conectividade.



Roger MyLink

Um receptor Roger fácil de usar, ao redor do pescoço, e compatível com qualquer aparelho auditivo ou implante coclear com bobina telefônica.



Roger Focus

Um receptor discreto para quem não tem perda auditiva, mas apresenta dificuldade para entender a fala no ruído, como crianças com perda unilateral, alteração do processamento auditivo ou autismo.

