

Comblent le manque de compréhension

Qu'est-ce que Roger ?

Même les aides auditives les plus puissantes ont leurs limites. La gamme Roger se compose de microphones sans fil et de récepteurs. Ils captent la voix de l'orateur et la transmettent aux récepteurs connectés à vos aides auditives, afin de vous permettre d'entendre clairement ce qui se dit à distance et dans le bruit.

Roger est un standard numérique sans fil conçu spécifiquement pour vous aider à améliorer vos performances auditives¹.

Nouvelle technologie MultiBeam révolutionnaire


Roger Select est équipé de la technologie MultiBeam. Grâce à plusieurs microphones tournés dans six directions, la parole est calculée et comparée sur un rayon à 360°. La direction offrant la meilleure clarté est automatiquement sélectionnée.

¹ Müller, H. (2013). Roger et les appareils auditifs : excellente compréhension vocale dans les niveaux de bruit élevés. Phonak Field Study News, disponible sur www.phonakpro.com/evidence-fr, consulté le 14 novembre 2017.

Life is on*

Chez Phonak, nous estimons que bien entendre est essentiel pour profiter pleinement de la vie. Depuis plus de 70 ans, nous sommes restés fidèles à notre mission en développant des solutions auditives pionnières qui permettent aux utilisateurs de s'épanouir socialement et émotionnellement. *Et la vie s'exprime !

www.phonak.fr



Solutions de microphone sans fil Roger™

Lorsque je me sens au cœur de la conversation, je profite de la vie.

Bon nombre de personnes avec une perte auditive aimeraient entendre correctement et comprendre ce qui se dit lorsqu'elles se trouvent en société.

Grâce à la technologie Roger, vous pourrez jouir d'une vraie vie sociale, vous resterez connecté quel que soit le bruit ambiant ou l'environnement auditif.

Microphones Roger



Roger Select™

Un microphone polyvalent qui sélectionne automatiquement la personne qui parle et qui est équipé du Bluetooth® pour les appels téléphoniques.



Roger Pen™

Un microphone pratique au design portatif équipé du Bluetooth pour les appels téléphoniques.



Roger EasyPen

Un microphone doté de deux boutons seulement, pour une simplicité extrême associée aux performances Roger.

Récepteurs Roger



Roger intégré au design

À fixer aux aides auditives Phonak et à certains implants.



Roger X

Récepteur miniature universel.



Roger MyLink

Récepteur collier inductif pour aides auditives ou implants avec une bobine d'induction.

Roger excelle véritablement dans les situations avec un bruit ambiant ou les endroits où la source sonore est à distance :

Dîner entre amis ou en famille



Les restaurants peuvent poser de vrais problèmes d'écoute. Roger Select supprime les bruits gênants et vous aide à saisir chaque mot.

Fêtes



Lorsqu'il y a de la musique et que les personnes discutent et rient, Roger Pen vous permet de vous concentrer sur une conversation en transférant la conversation directement dans vos oreilles.

À la maison



À la maison, Roger réduit le bruit ambiant gênant comme le bruit des équipements de la cuisine ou le vacarme de la télévision. Cela vous permet d'apprécier pleinement les conversations en famille ou entre amis.

Les autres situations dans lesquelles Roger peut vous aider à surmonter les obstacles de communication :

En voiture



Les bruits de moteur et de la circulation rendent les conversations difficiles. En transférant les mots de l'orateur directement dans vos oreilles, Roger vous aide à surmonter tous ces obstacles de communication.

Appels



Profitez de vos conversations téléphoniques en connectant le Roger Pen ou le Roger Select à votre téléphone ou votre ordinateur par Bluetooth ou par câble.

Regarder la télévision



Les microphones Roger peuvent être facilement connectés à la sortie audio de votre télévision, ce qui vous permet d'entendre vos programmes favoris.