

Design, der er specialudviklet til børn

Sky M, som er specialudviklet til børn, er branchens mest robuste produkt takket være en IP68-rating*. Det betyder, at du kan være helt sikker på, at dit barns høreapparater fungerer, som de skal, også selv om de bliver lidt våde.

Børnesikring

Den børnesikrede hook og den nye børnesikrede batteriskuffe sikrer en altid problemfri hørelse.

Nyt indikatorlys

Det nyudviklede indikatorlys er intuitivt og diskret og angiver tydeligt høreapparatets status.

Mix & Match

Der er mange flotte farver, som barnet kan vælge imellem.

* IP68 betyder, at høreapparatet er vandafvisende og støvtæt. Ved test er det blevet påvist, at det tåler kontinuerlig nedsænkning i vand på én meters dybde i 60 minutter og otte timer i et støvkammer i henhold til standarden IEC 60529.

- 1 National Scientific Council on the Developing Child (2004). Young children develop in an environment of relationships. Hentet fra <https://46y5eh11fhgw3ve3ytpwxt9r-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2004/04/Young-Children-Develop-in-an-Environment-of-Relationships.pdf>, åbnet den 19. august 2019.
- 2 National Scientific Council on the Developing Child (2004). Brain architecture. Hentet fra <https://developingchild.harvard.edu/science/key-concepts/brain-architecture/>, åbnet den 19. august 2019.
- 3 Hurtado, N., Marchmann, V.A. og Fernald, A. (2008). Does input influence uptake? Links between maternal talk, processing speed and vocabulary size in Spanish-learning children. *Developmental Science*, 11(6), 31-39.
- 4 Curran, M., Walker, E., Roush, P. og Spratford, M. (2019). Using propensity score matching to address clinical questions: The impact of remote microphone systems on language outcomes in children who are hard of hearing. *Journal of Speech, Language, and Hearing Research*, 62 (3), 564-576.

Bluetooth® er et registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc.

Life is on

Hos Phonak har vi den holdning, at en god hørelse har stor betydning for at få det fulde udbytte af livet. I mere end 70 år har vi udviklet banebrydende hørøløsninger, der gør en stor forskel i hverdagen – både på det sociale og det følelsesmæssige plan. Life is on.

www.phonak.com/kids



Phonak Sky™ Marvel Kærlighed ved første lyd



028-2019-08/V1.00|2019-08/NLG © 2019 sonova AG All rights reserved

sonova
HEAR THE WORLD

A Sonova-brand

PHONAK
life is on

Betydningen af "belønningsinteraktioner"

Dine interaktioner med dit barn har stor betydning for barnets tale- og sprogudvikling, indlæringssevne og generelle velvære.¹

De såkaldte "belønningsinteraktioner" stimulerer hjernen og understøtter udviklingen af kommunikative og sociale færdigheder.²

Både kvantitet og kvalitet er afgørende

Det er ikke kun antallet af belønningsinteraktioner, der er afgørende, men også diversiteten og kompleksiteten af det, der bliver sagt, samt hvor klart og tydeligt barnet kan høre det.³

Det er derfor vigtigt, at der vælges en løsning, som sikrer barnet god hørelse i alle situationer og gør det i stand til at skabe relationer og knytte tætte bånd til andre.



Sky Marvel

Hos Phonak udvikler vi løsninger med det formål at give børn med hørenedsættelse den bedst mulige start i livet. De unikke produkter i den nye Sky M-serie, som er de mest avancerede høre-løsninger, der nogensinde er udviklet til børn, giver optimale betingelser for kommunikation og udvikling.



Sky Marvel udmærker sig ved følgende:

- Klar, fyldig lyd
- Kompatibilitet med smartphones, Roger™-mikrofoner m.m.
- Genopladningsmulighed
- Design, der er specialudviklet til børn

Klar, fyldig lyd

AutoSense Sky OS er det første operativsystem i verden, der er i stand til at registrere og automatisk tilpasse sig til de lyttesituationer, som børn befinder sig i hver eneste dag.

Kompatibelt med smartphones, Roger-mikrofoner m.m.

Som det eneste høreapparat til børn kan Sky Marvel streame telefonsamtaler og lyd direkte fra stort set alle smartphones og Bluetooth®-aktiverede enheder.

Roger modvirker udfordringer i form af afstand og støj, så der altid overføres klar og tydelig talelyd direkte til barnets ører, og takket være RogerDirect™ er der ikke behov for andre enheder.



Ny og effektiv genopladningsteknologi

Med Sky M-PR slipper man for besværet med engangsbatterier, for høreapparaterne kan lades helt op på blot tre timer, hvorved barnet er sikret en hel dags hørelse inklusive ti timers Roger- eller mediestreaming.

I en nyligt gennemført undersøgelse er det desuden blevet påvist, at mindre børn, som benytter et trådløst mikrofonsystem såsom Roger derhjemme, opnår mere veludviklede sprogfærdigheder.⁴