

1 제품 정보

오데오™ B-다이렉트



방향성 여부	방향성
무선 기능 여부	모든 제조사의 스마트폰과 직접 연결
배터리	13A
배터리 사용시간	55 ~ 82시간
크로스B 호환	불가
로저 일체형	-
IP등급 (방진/방수)	IP68

제품 코드**	
B90	050-0279-XX
B70	050-0278-XX
B50	050-0277-XX
TV커넥터	076-3002-0612004



● 오데오 B-다이렉트 무선 액세스리



TV 커넥터

오데오 B-다이렉트와 연결시, TV소리를 보청기로 직접 청취 가능. (별매품)



1. 스테레오 사운드 퀄리티
보청기 양이 착용 시, 스테레오 사운드 퀄리티의 TV 소리를 경험할 수 있습니다.



오데오 B-다이렉트 착용자

2. 동시간 끊김 없는 TV청취
여러 대의 보청기를 연결해도 끊김없이 소리를 전달합니다.

2 제품 특징



원터치 버튼으로 편리하게 '핸즈-프리 콜' 전화 수신 가능



Easy Play to TV, TV도 무선으로 간편하게 시청 가능




내 손 안의 리모컨! 청취 환경부터 TV 음량 조절까지 앱으로 간편하게 조절 가능



Phonak Remote를 검색하세요!(한국어 지원 가능)

3 피팅 범위



S (xS)	P (xP)	UP (xUP)
최대출력 / 이득	최대출력 / 이득	최대출력 / 이득
111 / 46	124 / 57	130 / 66

4 제품 색상*

- P1 샌드베이지
- P3 샌달우드
- P4 체스트넛
- P5 샴페인
- P6 실버 그레이
- P7 그라파이트 그레이
- P8 벨벳 블랙
- T7 알파인 화이트
- O1 베이지

* 베이지(O1)와 벨벳 블랙(P8)을 제외한 모든색상은 선주문 후 발주가 진행되므로 제작기간이 추가 소요될 수 있습니다.
** 제품 코드 마지막 2자리는 색상 코드입니다. (베이지 색상 예시: 000-0000-01)


1 제품 정보




방향성 여부	방향성	방향성	방향성
무선 기능 여부	무선기능	무선기능	무선기능
배터리	10A	312A	충전식
배터리 사용시간	52 ~ 55시간	90 ~ 99시간	24시간* (3시간 충전시)
크로스B 호환	O	O	불가
로저 일체형	X (컴파일럿 II + 로저 X)	X (컴파일럿 II + 로저 X)	-
IP등급 (방진/방수)	IP68	IP68	IP68

제품 코드**			
B90	050-0349-XX	050-0353-XX	050-0237-XX
B70	050-0348-XX	050-0352-XX	050-0235-XX
B50	050-0347-XX	050-0351-XX	050-0234-XX
B30	050-0346-XX	050-0350-XX	-

2 제품 특징



3시간 충전으로 24시간 사용가능



다양한 충전기 옵션 (오데오™ B-R에만 해당)

● 오데오 B-R 충전 액세스리(옵션)




포낙 충전 케이스 RIC
제습제 및 하드케이스 역할까지 가능한 올인원 충전 케이스

포낙 충전 파워팩
최대 7번 완충 가능한 보조 배터리 형식의 파워팩
*포낙 충전 케이스 RIC와 함께 사용해야 합니다.

포낙 미니 충전기
휴대가 간편한 초소형 휴대용 충전기

3 피팅 범위



S (xS)	P (xP)	UP (xUP)
최대출력 / 이득	최대출력 / 이득	최대출력 / 이득
111 / 46	124 / 57	130 / 66

4 제품 색상*

- P1 샌드베이지
- P3 샌달우드
- P4 체스트넛
- P5 샴페인
- P6 실버 그레이
- P7 그라파이트 그레이
- P8 벨벳 블랙
- T7 알파인 화이트
- O1 베이지

* 베이지(O1)와 벨벳 블랙(P8)을 제외한 모든색상은 선주문 후 발주가 진행되므로 제작기간이 추가 소요될 수 있습니다.
** 제품 코드 마지막 2자리는 색상 코드입니다. (베이지 색상 예시: 000-0000-01)