

### 1 제품 정보



IP68



방향성 여부	방향성	방향성	방향성	방향성
무선 기능 여부	가능	가능	가능	가능
배터리	312 A	리튬-이온 배터리	13A	675A
배터리 사용시간	110시간	최대 24시간 (3시간 충전시)	130시간	250시간
크로스B 호환	O	X	O	O
로저 수신기	없음	없음	로저18	로저19
IP등급 (방진/방수)	IP68	IP68	IP68	IP68


제품 코드**	050-0465-XX	050-0484-XX	050-0473-XX	050-0477-XX
B90	050-0465-XX	050-0484-XX	050-0473-XX	050-0477-XX
B70	050-0464-XX	050-0483-XX	050-0472-XX	050-0476-XX
B50	050-0463-XX	050-0482-XX	050-0471-XX	050-0475-XX
B30	050-0462-XX		050-0470-XX	050-0474-XX

### 2 제품 특징

- 1 유소아 환경에 특화된 시그니처 기능 탑재 '오토센스 스카이 OS /사운드리커버2'
- 2 안전한 이중 안전 잠금 장치
- 3 최고 등급 방수방진 IP68
- 4 한 눈에 확인 가능한 보청기 상태 표시등
- 5 유소아 최초 충전식 옵션 제공



### 3 피팅 범위



\* 베이지(01)와 빌렛 블랙(P8)을 제외한 모든색상은 선주문 후 발주가 진행되므로 제작기간이 추가 소요될 수 있습니다.  
\*\* 제품 코드 마지막 2자리는 색상 코드입니다. (블루오션 색상 예시: 000-0000-M7)

### “우리 아이의 귀는 두뇌의 문지기입니다”

듣는다는 것은 소리를 인지하는 두뇌가 발달하는 것을 의미합니다.

다른 어떤 장기와 달리, 두뇌는 아이가 태어날 때 완전히 발달되지 않으며, 환경적 경험에 따라 발달합니다.<sup>1</sup>

유소아 시기에는 최적화된 보청기로 아이의 두뇌 발달에 필요한 만큼 충분한 소리를 들려주는 것이 중요합니다.

<sup>1</sup> Kral & Lenarz, 2015; Suskind, 2015

### 4 제품 색상\*

“아이들의 꿈에 컬러를 입혀주세요.”



어린이 전용 컬러 하우징\* 후크 총 7색 X 7색 = 49색

\* 하우징은 기본 색상도 선택할 수 있습니다. (9색) \* P.13 참조