
Focus op het werk in plaats van op uw gehoor

Communiceren

De moderne werkplek kan een gecompliceerde luisteromgeving zijn. Het is ook een plek waar goede communicatie van essentieel belang is voor succes.

Deelnemen

Wanneer u geconfronteerd wordt met gehoorverlies dan wordt u een meester in het vermijden van moeilijke luistersituaties. Dit kan veel tijd en energie kosten en beperkt u. Het leveren van een actieve bijdrage wordt aanzienlijk moeilijker.

Bijdragen

De draadloze Roger-microfoons zijn speciaal ontwikkeld voor werksituaties en zijn een uitbreiding op uw eigen hoortoestellen. Het is een oplossing die uw hoorprestaties flink verbetert en het voor u eenvoudiger maakt om bij te dragen op uw werk.

Uitproberen & vergoeding

De Roger hooroplossingen die u nodig heeft voor uw werk worden vaak gedeeltelijk of volledig vergoed. Professionals die de Roger-portfolio aanbieden kunnen u helpen bij uw aanvraag voor vergoeding in samenwerking met Phonak. Raadpleeg onze website over de goede vergoedingsmogelijkheden (zie achterzijde).

Life is on

We laten ons inspireren door de wensen van iedereen die vertrouwt op onze kennis, ideeën en zorg. Door op een creatieve manier de grenzen van de technologie op te zoeken, ontwikkelen we innovaties waarmee mensen kunnen horen, verstaan en meer van het leven en de geluiden kunnen genieten.

**Voel je vrij. Communiceer met vertrouwen.
Leef zonder beperking. Life is on.**

www.phonak.nl / www.phonak.be
www.werkenhoren.nl / www.werkenhoren.be



Roger™ op het werk

Focus op het werk in plaats van op uw gehoor

Roger

De brug naar beter verstaan

Zelfs de meest geavanceerde hoortoestellen hebben beperkingen. Bij uitdagende luistersituaties op het werk is het gebruik van aanvullende hoorhulpmiddelen aan te raden.

De Roger-portfolio bestaat uit draadloze microfoons en zeer kleine ontvangers. Zo kunt u spraak duidelijk verstaan zonder afleidend achtergrondlawaai.

Roger-microfoons

Roger Table Mic



Speciaal ontworpen voor kleine en grote vergaderingen. Er kunnen meerdere microfoons in een MultiTalker Network verbonden worden.

Roger Pen



Draadloze microfoon, perfect voor één-op-één-gesprekken en kleine overlegvormen, met Bluetooth™ voor mobiele telefoongesprekken. Ook ideaal buiten de vergaderkamer.

Roger Clip-On Mic



Draadloze microfoon, perfect voor één-op-één-gesprekken waarbij de mic op het revers wordt gedragen door de persoon die u wilt horen.

Roger-ontvangers

Design-geïntegreerde Roger



Bevestig op de Phonak-hoortoestellen en geselecteerde cochleaire implantaten van Advanced Bionics en Cochlear.

Roger X



De miniatuur universele ontvanger voor alle merken achter-het-oor toestellen (niet alleen Phonak), implantaten en streamers.

Roger MyLink




Neklusontvanger voor alle merken hoortoestellen of implantaten met een luisterspoel.

Kleine vergaderingen




Vergaderingen kunnen overweldigend worden voor mensen met hoortoestellen. Plaats de Roger microfoon eenvoudigweg op de vergadertafel.

Grote vergaderingen



Bij een grote vergadering heeft u mogelijk meerdere Roger Table Mic nodig. U kunt zoveel tafelmicrofoons gebruiken als nodig is.

Overleg met cursusleider



Een cursusleider bevindt zich vaak op een afstand van de vergadertafel. Als deze persoon een Roger Clip-On Mic draagt, werkt deze naadloos samen met de tafelmicrofoon.

Eén-op-één-gesprek in rumoer




Buiten de vergaderkamer raden we aan de Roger Pen om de nek van een collega te hangen of een Roger Clip-On Mic op het revers van deze collega te plaatsen. Als u dat bezwaarlijk vindt, dan kunt u ook de Roger Pen zelf in de hand houden en richten op de spreker.

Pc en multimedia



Videoconferenties en internettelefonie komen geregeld voor op het werk. Sluit eenvoudigweg de Roger Table Mic aan met behulp van de meegeleverde audiokabel.

Het voeren van telefoongesprekken



Telefoneren kan een echte uitdaging zijn voor mensen met gehoorverlies. De Roger Pen beschikt over de allernieuwste Bluetooth-technologie, waarmee u mobiele en vaste telefoons kunt aansluiten en zo gesprekken direct in uw oren hoort. Dit maakt ook handsfree telefoneren in de auto mogelijk.

