

Kies ervoor om overal te verstaan

Phonak was de eerste die richtmicrofoons introduceerde voor een beter verstaan in lastige luistersituaties.

De nieuwe Phonak Audéo S V maakt de richtwerking nog effectiever door de manier na te bootsen waarop geluid in de natuur wordt waargenomen en gehoord.

Phonak Audéo S V biedt twee niveaus richtmicrofoon technologie:



UltraZoom Advanced

In rumoer waar u de spreker aankijkt, zoomt UltraZoom automatisch in op sprekers voor u. Geluiden van opzij en van achteren worden gedempt.



ZoomControl

Wanneer u de spreker niet kunt aankijken, bijv. in een auto, kunt u handmatig moeiteloos de stem van de spreker opzoeken en hoorbaar maken.

Life is on

We laten ons inspireren door de wensen van iedereen die vertrouwt op onze kennis, ideeën en zorg. Door op een creatieve manier de grenzen van de technologie op te zoeken, ontwikkelen we innovaties waarmee mensen kunnen horen, verstaan en meer van het leven en de geluiden kunnen genieten.

Voel je vrij. Communiceer met vertrouwen. Leef zonder beperking. Life is on.

Vraag uw audicien wat Audéo S u kan bieden, uw gehoor is bepalend voor het te behalen resultaat.

Uw audicien:



www.phonak.com

Audéo S V

Trakteer uzelf op het design en de technologie van de nieuwste generatie



PHONAK

life is on

Kies uit 3 bekroonde designs

Audéo S V biedt smaakvolle combinaties in design en kleur die bij uw persoonlijke voorkeur passen.

U zult versteld staan hoe discreet uw nieuwe hoor-toestellen zijn. Audéo S V is gemakkelijk in het gebruik, heeft vier designprijzen ontvangen, en is robuust.



Audéo S MINI is de kleinste Phonak ooit, en zit onzichtbaar achter uw oor. Het toestel is zo klein en automatisch dat u vergeet dat u het draagt.



Audéo S SMART is het kleinste hoorsysteem ter wereld dat draadloos verbinding maakt met de televisie, telefoon en mp3-spelers. Dit systeem is perfect als u topprestaties wilt met handmatige bedieningsoptie.



Audéo S YES verbindt draadloos met de televisie, telefoon en mp3-spelers. Het ontwerp heeft meerdere prijzen ontvangen. Als u graag uw eigen smaak tot uitdrukking brengt, dan zult u de unieke stijl waarderen.

Levendig? Discreet? Die beslissing is helemaal aan u. De diverse modellen worden in verschillende kleurcombinaties geleverd. Vraag het uw audicien.

Kies voor verbinding

Met de draadloze accessoires is multimedia-amusement, communicatie en werk veel leuker. Televisie, telefoon, mp3-speler, GPS en computers: u kunt er moeiteloos van genieten.

Met de Phonak TVLink komt het geluid van de televisie rechtstreeks in uw oren (MINI uitgezonderd). U kunt probleemloos met anderen TV kijken doordat u het volume onafhankelijk van elkaar kunt instellen.

Vraag uw audicien om een demonstratie.

Kies de beste prestatie voor de behoeften van een rijk leven

Uw voordelen	Eigenschap/optie
Spraak verstaan	
Geniet van een volledig spectrum van hoorbare geluiden.	SoundRecover
Verstaan te midden van achtergrondlawaai	
Zoomt automatisch in op de stemmen voor u, en verwijdert lawaai van opzij en van achteren.	UltraZoom Advanced
Hoor goed wanneer u de spreker niet kunt aankijken.	ZoomControl
Ervaar comfortabel horen.	NoiseBlock
Verstaan via de telefoon en andere toestellen	
Maak direct verbinding met mobiele telefoons, televisies, mp3-spelers, enz.	iCom, TVLink, Click'nTalk
Aanpassen aan veranderende omgevingen	
Geniet van naadloze en automatische aanpassing aan alle geluidsomgevingen.	SoundFlow Advanced
Vergroot het hoorcomfort buitenshuis.	WindBlock
Geen hinderlijk gefluit.	WhistleBlock

