PHONAK



Roger On Sphere™

Erweitern Sie Ihre Welt.



roger

Was ist Roger On Sphere?

Roger ist eine intelligente Plattform für die drahtlose Übertragung von Sprache direkt an Hörsgeräte, die hilft, Distanz und Lärm zu überwinden. Roger-Mikrofone funktionieren wie ein drittes Ohr und erleichtern Menschen mit Hörverlust das Lernen, Arbeiten und den Austausch mit anderen.

Roger On Sphere, mit bahnbrechender KI-Technologie von Phonak, ist das weltweit erste Mikrofon, das Sprache von Hintergrundgeräuschen in Echtzeit trennt und es Ihnen erleichtert, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren.

Entdecken Sie, wie Roger On Sphere Ihnen Sicherheit in noch mehr Situationen gibt.

9 von 10 Hörakustikern empfehlen Roger On*[1]

* Bei der Befragung von Hörakustikern, die zuvor Roger On erworben haben.

** Basierend auf einem SNR-Vorteil von +3 dB im typischen Betriebsbereich von Roger-Geräten.

[1] Bitte kontaktieren Sie claims@sonova.com, wenn Sie an weiteren Informationen interessiert sind.

[2] Roh M., Gigandet X. & Sans M. (2026). Neue Horizonte mit Roger On Sphere Phonak Insight.

Verbessern Sie Ihr Hörerlebnis

Genießen Sie Gespräche mit Leichtigkeit, unabhängig von Hintergrundgeräuschen, Nachhall oder Entfernung.

Roger On Sphere nutzt die Always-on Sphere Technologie, um die Stimme des Sprechers zu erfassen und hervorzuheben, damit Sie sich auf das konzentrieren können, was wirklich zählt, und sich dabei sicher und verbunden fühlen.

- Überwinden Sie die Auswirkungen von Störgeräusch, Entfernung und Nachhall
- Roger On Sphere kann in Situationen, die doppelt so laut sind, vergleichbaren Komfort und vergleichbare Verständlichkeit bieten wie Roger On 3**[2]
- Audéo EON mit Roger On Sphere wird voraussichtlich eine wesentlich bessere Sprachverständlichkeit im Fernfeld bei Störgeräuschen bieten als das Hörgerät allein[2]



Sicherheit in noch mehr Situationen

Roger On Sphere ist Ihre All-in-One-Lösung. Egal, ob Sie es auf einen Tisch stellen, an der Kleidung befestigen, in der Hand halten oder mit Ihrem Fernseher oder Multimedia-Geräten verbinden, seine Vielseitigkeit passt sich an Ihre alltäglichen Aktivitäten an.

Und das Beste daran ist, dass es automatisch die Klangumgebung analysiert und erkennt, wer gerade spricht, um die Einstellungen anzupassen. Erhalten Sie klare, natürliche Sprache ohne manuelles Nachjustieren.

Schule und Studium



- Im Klassenzimmer
- Im Hörsaal
- Für Gruppengespräche
- Für Gespräche mit einer Person
- Mit Sprache-zu-Text

Arbeitsleben



- Für berufliche Meetings
- Für Meetings mit Vortragenden
- Für Workshops
- Für Gespräche mit einer Person
- Für Online-Meetings

In der Freizeit



- Im Restaurant und zu Hause
- Für soziale und sportliche Aktivitäten
- Für TV- und Multimedia-Geräte
- Unterwegs
- Beim Einkaufen


PHONAK


PHONAK


Die Technologie hinter Roger On Sphere

Roger On Sphere macht Sprache klarer, indem es die Sprachverarbeitung verfeinert. Es wird durch den speziellen KI-Chip von Phonak und die bewährte Roger-Plattform unterstützt.

RogerSense OS™

Diese Plattform basiert auf vier Kerntechnologien und wurde entwickelt, um Ihr Hörerlebnis zu verbessern.

- **Always-on Sphere Technologie:** 8 Stunden kontinuierliche Trennung von Sprache und Störgeräuschen.
- **MultiBeam Technologie:** Mehrere Richtmikrofone zur Fokussierung auf Sprecher aus jeder Richtung.
- **Natürliche Stimmverarbeitung:** Bessere Bewahrung des ursprünglichen Sprachsignals.
- **Adaptives Verhalten:** Passt die Lautstärke automatisch an, sodass Stimmen auch bei Störgeräuschen gehört werden.



Ganz gleich, welche Hörlösung Sie tragen, Roger macht die Sphere Technologie für Sie verfügbar. Wenn Sie Hörgeräte von Phonak, Unitron, Hansaton oder Advanced Bionics besitzen, können Sie mit nur einem Klick in die Welt der Sphere Technologie eintauchen.

Kommunikation für jede Stimme ermöglichen
Das nur bei Roger verfügbare, vollautomatische MultiTalker Netzwerk ermöglicht die gemeinsame Nutzung mehrerer Roger On Sphere Geräte. Es erfasst Sprache von mehreren Sprechern und aus verschiedenen Richtungen, passt sich nahtlos an das Gespräch an und ermöglicht so eine effektivere und inklusivere Kommunikation.



Roger in greifbarer Nähe

Die myRogerMic App wurde speziell für Roger On Sphere Hörgeräteträger entwickelt. Sie ermöglicht es, das Mikrofon direkt über das Smartphone zu steuern.

Mit der App haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Steuern und reduzieren Sie Ihre eigene Stimme für mehr Hörkomfort
- Verwalten Sie alle verbundenen Roger-Mikrofone von einem Bildschirm aus
- Steuern Sie ein oder mehrere Richtmikrofone so, dass sie nicht von seitlich stattfindenden Gesprächen ablenken.
- Wählen Sie den Mikrofonmodus, der am besten zu einer bestimmten Hörumgebung passt
- Aktivieren Sie die Stereo-Funktion, um zu hören, woher eine Stimme kommt
- Prüfen Sie den Akkuladestand, den Mikrofonmodus und andere Statusanzeigen für zusätzlichen Komfort

So bekommen Sie die App

Zum Herunterladen scannen

Google Play™

App Store®

App Store ist eine Dienstleistungsmarke von Apple Inc.
Android und Google Play sind Marken von Google LLC.


roger
PHONAK
roger
PHONAK
roger
PHONAK
roger
PHONAK

Bei Phonak sehen wir Technologie als Mittel für ein besseres Leben, und nicht als dessen Mittelpunkt.

Seit 1947 bieten wir fortschrittliche Hörtechnologie an, um Menschen dabei zu helfen, mit dem verbunden zu bleiben, was ihnen am wichtigsten ist: die Menschen, Momente und Erfahrungen, die unser Leben prägen.

Heute vereinen wir Schweizer Spitzentechnik, ein nahtloses, vernetztes Hörerlebnis und ein durchdachtes Design für Hörlösungen, die überall funktionieren, wo Sie sie brauchen.

So bleiben Sie selbstbewusst, verbunden und mit dabei.

Life is on.
Phonak is made for it.

phonak.com/roger

7 613389 983357

028-2923-01/V1.00/2026-08/NLG © 2026 Sonova AG. All rights reserved.

sonova
HEAR THE WORLD

Sonova Communications AG
Herrenschwandweg 4
CH-3280 Murten · Schweiz

CE