PHONAK



Roger On Sphere™

Espandi il tuo mondo.



roger

Che cos'è Roger On Sphere?

Roger è una piattaforma intelligente per la trasmissione wireless della voce direttamente ai sistemi acustici, aiutando a superare la distanza e il rumore. Funzionando come un terzo orecchio, i microfoni Roger consentono alle persone con problemi di udito di imparare, lavorare e socializzare più facilmente.

Grazie all'innovativa tecnologia AI di Phonak, Roger On Sphere è il primo microfono al mondo che separa la voce dal rumore di fondo in tempo reale, consentendoti di focalizzarti sulle cose importanti.

Scopri come Roger On Sphere ti consente di affrontare più situazioni con sicurezza.

9 su 10 audioprotesisti consigliano Roger On*[1]

* Quando sono stati intervistati gli audioprotesisti che hanno precedentemente acquistato Roger On.

** Sulla base di un beneficio di +3dB nel rapporto segnale/rumore (SNR) nel normale raggio operativo dei dispositivi Roger.

[1] Contatta claims@sonova.com per ricevere maggiori informazioni.

[2] Roh M, Gigandet X, e Sans M. (2026). Amplia le tue conversazioni con Roger On Sphere. Phonak Insight.

Migliora la tua esperienza di ascolto

Goditi le conversazioni con facilità, indipendentemente dal rumore di fondo, dal riverbero o dalla distanza.

Roger On Sphere utilizza la tecnologia Sphere sempre attiva per acquisire e mettere in risalto la voce dell'interlocutore, permettendoti di concentrarti su ciò che conta davvero e di rimanere connesso con sicurezza.

- Supera gli effetti del rumore, della distanza e del riverbero
- Roger On Sphere è in grado di fornire un comfort e un'intelligibilità equivalenti in situazioni due volte più rumorose rispetto a Roger On 3**[2]
- Si prevede che Audéo EON con Roger On Sphere offra un'intelligibilità del parlato nel rumore a distanza significativamente migliore rispetto al solo apparecchio acustico[2]



Sentiti sicuro in più situazioni

Roger On Sphere è la soluzione tutto in uno. Che tu lo metta su un tavolo, lo applichi ai vestiti, lo tenga in mano o lo colleghi alla TV o ai dispositivi multimediali, la sua versatilità si adatta alle attività quotidiane.

Ma soprattutto, analizza automaticamente l'ambiente sonoro e identifica chi sta parlando per regolare le sue impostazioni. Ottieni un parlato chiaro e naturale senza regolazioni manuali.

Istruzione superiore



- In classe
- Nelle sale per conferenze
- Per conversazioni di gruppo
- Per conversazioni a tu per tu
- Con la trascrizione vocale

Vita lavorativa



- Per riunioni di lavoro
- Per riunioni con relatori
- Per incontri di lavoro
- Per conversazioni a tu per tu
- Per chiamate online

Tempo libero



- Al ristorante e a casa
- Per attività sociali e sportive
- Per la TV e le attività multimediali
- Durante i viaggi
- Durante lo shopping


PHONAK


PHONAK


La tecnologia alla base di Roger On Sphere

Roger On Sphere rende il parlato più chiaro perfezionando il modo in cui viene elaborato, grazie al chip AI dedicato di Phonak e alla collaudata piattaforma Roger.

RogerSense OS™

Basata su quattro tecnologie fondamentali, questa base è progettata per migliorare la tua esperienza di ascolto.

- **Tecnologia Sphere sempre attiva:** 8 ore di separazione continua del parlato dal rumore.
- **Tecnologia Multibeam:** microfoni direzionali multipli per concentrarsi sugli interlocutori da qualsiasi direzione.
- **Processamento Natural voice:** migliore conservazione del segnale vocale originale.
- **Comportamento adattivo:** regola automaticamente il volume, in modo che le voci vengano udite al di sopra del rumore.



Indipendentemente dalla soluzione uditiva che indossi, Roger sblocca la tecnologia Sphere per te. Se possiedi dispositivi Phonak, Unitron, Hansaton o Advanced Bionics, puoi entrare nel mondo della tecnologia Sphere con un solo clic.

Sblocca la comunicazione per ogni voce
Esclusivo di Roger e completamente automatico, il MultiTalker Network consente di usare insieme vari dispositivi Roger On Sphere. Rileva il parlato proveniente da più interlocutori e da diverse direzioni, adattandosi in modo fluido mentre la conversazione si sposta, favorendo una comunicazione più efficace e inclusiva.



Roger a portata di mano

La myRogerMic app è progettata specificamente per supportare gli utenti di Roger On Sphere, consentendo di regolare le impostazioni tramite il telefono anziché dal dispositivo stesso.

Ecco cosa puoi fare dall'app:

- Controlla e riduci la tua voce per un maggiore comfort di ascolto
- Gestisci tutti i microfoni Roger collegati da un'unica schermata
- Orienta uno o più coni direzionali per evitare le conversazioni laterali che distraggono.
- Scegli la modalità microfono che meglio si adatta a un particolare ambiente di ascolto.
- Attiva la modalità Stereo per sentire da dove proviene una voce.
- Controlla la batteria, la modalità microfono e altri indicatori di stato per una maggiore comodità

Come ottenere l'app

Scansiona per scaricare

Google Play™ App Store®

App Store è un marchio di servizio di Apple Inc.
Android e Google Play sono marchi di Google LLC.


roger
PHONAK
roger
PHONAK
roger
PHONAK
roger
PHONAK

Noi di Phonak consideriamo la tecnologia un mezzo per vivere meglio, non il centro dell'esperienza.

Dal 1947 sviluppiamo la tecnologia per l'udito per aiutare le persone a rimanere connesse a ciò che conta di più: le persone, i momenti e le esperienze che danno forma alla nostra vita.

Oggi uniamo prestazioni progettate in Svizzera, un'esperienza di ascolto connessa e fluida e un design pensato con uno scopo preciso, per creare soluzioni uditive progettate per accompagnarti ovunque la vita si svolga.

Così puoi sentirti sicuro, rimanere connesso e vivere pienamente ogni momento.

Accendere la vita.
Phonak è fatto apposta per questo.

phonak.com/roger

7 613389 983371

Pubblicazione riservata agli operatori di settore.
028-2923-05/V1.00/2026-08/NLG © 2026 Sonova AG. All rights reserved.

sonova
HEAR THE WORLD

Sonova Communications AG
Herrenschwandweg 4
CH-3280 Murten · Svizzera

CE