PHONAK



Roger On Sphere™

Udvid din verden.

roger

PH_Pamphlet_RogerOnSphere_94x210_DA_028-2923-08.indd 1 17-09-2026 12.32.44 PM

Hvad er Roger On Sphere?

Roger er en intelligent platform for trådløs transmission af tale direkte til høreapparater, hvilket hjælper med at overvinde afstand og støj. Roger mikrofonerne fungerer som et tredje øre og gør det nemmere for hørehæmmede at lære, arbejde og være sammen med andre.

Roger On Sphere er baseret på den banebrydende AI-teknologi fra Phonak og er verdens første mikrofon, der adskiller tale fra baggrundsstøj i realtid, hvilket gør det nemmere for dig at fokusere på det vigtigste.

Oplev, hvordan Roger On Sphere gør dig i stand til at føle dig tryg flere steder.

9 ud af 10 hørespecialister anbefaler Roger On*[1]

* Ved en spørgeskemaundersøgelse blandt hørespecialister, der tidligere har købt Roger On.
** Baseret på en +3dB SNR fordel i det typiske driftsområde for Roger enheder.
[1] Kontakt claims@sonova.com, hvis du ønsker yderligere oplysninger.
[2] Roh M, Gigandet X, & Sans M. (2026). Udvid din verden med Roger On Sphere. Phonak Insight.

PH_Pamphlet_RogerOnSphere_94x210_DA_028-2923-08.indd 2 17-09-2026 12.32.45 PM

Opgrader din lytteoplevelse

Nyd samtalen med lethed, uanset baggrundsstøj, genklang eller afstand.

Roger On Sphere anvender Always-on Sphere teknologi til at indfange og fremhæve talerens stemme, så du kan fokusere på det, der virkelig betyder noget, og føle dig selvsikker i samværet med andre.

- Overvind virkningerne af støj, afstand og genklang
- Roger On Sphere kan give tilsvarende komfort og forståelighed i situationer, der er dobbelt så støjende som Roger On 3**[2]
- Audéo EON med Roger On Sphere forventes at give en væsentligt bedre forståelighed af tale over store afstande i støjende omgivelser sammenlignet med høreapparatet alene[2]



Føl dig tryg flere steder

Roger On Sphere er din alt-i-én-løsning. Uanset om du placerer den på et bord, clipser den fast på tøjet, holder den i hånden eller slutter den til dit TV eller multimedieenheder, så er den alsidig, så den passer til hverdagens aktiviteter.

Det bedste af det hele er, at den automatisk analyserer lydmiljøet og identificerer, hvem der taler for at justere indstillingerne. Få klar, naturlig tale uden manuelle tilpasninger.

Videregående uddannelse



- I klasselokalet
- I forelæsningssale
- Ved gruppesamtaler
- Ved samtaler ansigt til ansigt
- Med tale til tekst


PH_Pamphlet_RogerOnSphere_94x210_DA_028-2923-08.indd 4 17-09-2026 12.32.50 PM

Arbejdsliv



- Ved mindre forretningsmøder
- Til møder med oplægsholdere
- Til workshop møder
- Ved samtaler ansigt til ansigt
- Til onlineopkald

Fritid




- På restaurant og derhjemme
- Ved sociale sammenhænge og sportsaktiviteter
- Til TV og multimedier
- På rejsen
- Ved shopping

PH_Pamphlet_RogerOnSphere_94x210_DA_028-2923-08.indd 5 17-09-2026 12.32.54 PM



PH_Pamphlet_RogerOnSphere_94x210_DA_028-2923-08.indd 6 17-09-2026 12.32.58 PM



PH_Pamphlet_RogerOnSphere_94x210_DA_028-2923-08.indd 7 17-09-2026 12.33.01 PM

Teknologien bag Roger On Sphere

Roger On Sphere gør tale mere tydelig ved at finjustere, hvordan tale behandles, ved hjælp af den dedikerede AI-chip fra Phonak og den gennemprøvede Roger platform.

RogerSense OS™

Dette fundament bygger på fire kerneteknologier og er udviklet til at forbedre din lytteoplevelse.


- **Always-on Sphere teknologi:** 8 timers kontinuerlig adskillelse af tale fra støj.
- **Multibeam teknologi:** Flere retningsbestemte mikrofoner til at fokusere på talere fra alle retninger.
- **Naturlig talebehandling:** Bedre bevarelse af det oprindelige talesignal.
- **Adaptiv adfærd:** Justerer automatisk lydstyrken, så stemmer kan høres over støjen.



Uanset hvilken høreløsning du bruger, giver Roger dig adgang til Sphere teknologien. Hvis du har Phonak, Unitron, Hansaton eller Advanced Bionics apparater, kan du træde ind i Sphere teknologiens verden med blot et enkelt klik.

Giv alle stemmer mulighed for at blive hørt

MultiTalker Network, som er unik for Roger og fuldautomatisk, gør det muligt at bruge flere Roger On Sphere enheder samtidig. Den opfanger tale fra flere personer og retninger og skifter ubesværet mellem dem, efterhånden som samtalen udvikler sig, så kommunikationen bliver mere effektiv og inkluderende.



Roger lige ved hånden

myRogerMic appen er specifikt designet til at understøtte brugere af Roger On Sphere, så du kan justere indstillingerne via din telefon i stedet for på selve enheden.

Du kan gøre følgende via appen:

- Styre og reducere din egen stemme for mere lyttekomfort
- Administrere alle tilsluttede Roger mikrofoner fra én skærm
- Vælge et eller flere fokusområder, så distraherende sidesnak undgås
- Vælge den mikrofonindstilling, der er bedst egnet til et bestemt lyttemiljø
- Aktivere stereofunktionen for at høre, hvor en stemme kommer fra
- Tjekke batteri, mikrofontilstand og andre statusindikatorer for ekstra bekvemmelighed

Sådan får du appen

Scan for at downloade

Google Play™

App Store®

App Store er et servicemærke tilhørende Apple Inc.
Android og Google Play er varemærker tilhørende Google LLC.

PH_Pamphlet_RogerOnSphere_94x210_DA_028-2923-08.indd 10 17-09-2026 12.33.06 PM



PH_Pamphlet_RogerOnSphere_94x210_DA_028-2923-08.indd 11 17-09-2026 12.33.08 PM

Hos Phonak ser vi teknologien som en hjælp til livet, ikke som omdrejningspunktet for det.

Siden 1947 har vi haft avanceret høreteknologi, der hjælper mennesker med at holde kontakten med det vigtigste: de mennesker, øjeblikke og oplevelser, der former vores liv.

I dag kombinerer vi schweizisk ingeniørkunst, en høreoplevelse med problemfri tilslutning og formålsrettet design i høreløsninger, der er skabt til livet, hvor det leves.

Så du kan føle dig selvsikker, være forbundet til andre og være fuldt til stede.

Life is on.
Det er Phonak skabt til.

phonak.com/roger

7 613389 983401

028-2923-08/V1.00/2026-08/NLG © 2026 Sonova AG. All rights reserved.

sonova
HEAR THE WORLD

Sonova Communications AG
Herrenschwandweg 4
CH-3280 Murten · Schweiz

CE