PHONAK



Roger On Sphere™

Vidga din värld.

roger

PH_Pamphlet_RogerOnSphere_94x210_SV_028-2923-09.indd 1 17-09-2026 2.04.17 PM

Vad är Roger On Sphere?

Roger är en intelligent plattform för trådlös överföring av tal direkt till hörselenheter, vilket bidrar till att överbrygga avstånd och buller. Roger-mikrofonerna fungerar som ett tredje öra och gör det lättare för personer med hörselnedsättning att lära sig, arbeta och umgås.

Roger On Sphere drivs av Phonaks banbrytande AI-teknik och är världens första mikrofon som separerar tal från bakgrundsbuller i realtid, vilket gör det lättare för dig att fokusera på det som är viktigast.

Upptäck hur Roger On Sphere ger dig trygghet i fler situationer.

9 av 10 audionomer rekommenderar Roger On*[1]

* Baserat på en undersökning bland audionomer som tidigare har köpt Roger On.
** Baserat på en SNR-fördel på +3 dB inom Roger-enheternas typiska användningsområde.
[1] Kontakta claims@sonova.com om du vill ha mer information.
[2] Roh M, Gigandet X, & Sans M. (2026). Expand your world, with Roger On Sphere. Phonak Insight.

PH_Pamphlet_RogerOnSphere_94x210_SV_028-2923-09.indd 2 17-09-2026 2.04.18 PM

Förbättra din lyssningsupplevelse

Delta enkelt i samtal, oavsett bakgrundsbuller, efterklang eller avstånd.

Roger On Sphere använder Always-on Sphere-teknik för att fånga upp och framhäva talarens röst, så att du kan fokusera på det som verkligen är viktigt och känna dig trygg och delaktig.

- Överbrygga effekterna av buller, avstånd och efterklang
- Roger On Sphere kan ge motsvarande komfort och taluppfattbarhet i situationer med dubbelt så mycket buller som med Roger On 3**[2]
- Audéo EON med Roger On Sphere förväntas ge avsevärt bättre taluppfattbarhet på avstånd i buller jämfört med enbart hörapparaten[2]



Känn dig trygg i fler situationer

Roger On Sphere är din allt-i-ett-lösning. Oavsett om du placerar den på ett bord, fäster den på kläderna, håller den i handen eller ansluter den till din TV eller andra multimedieenheter passar den smidigt in i vardagen.

Det bästa av allt är att den automatiskt analyserar ljudmiljön och identifierar vem som talar för att anpassa inställningarna. Få tydligt, naturligt tal utan manuella justeringar.

Högre utbildning



- I klassrummet
- I föreläsningssalar
- För gruppsamtal
- För samtal på tu man hand
- Med tal-till-text


PH_Pamphlet_RogerOnSphere_94x210_SV_028-2923-09.indd 4 17-09-2026 2.04.22 PM

På arbetet



- För affärsmöten
- För möten med presentatörer
- För workshopmöten
- För samtal på tu man hand
- För onlinesamtal

Social tid




- På restaurang och hemma
- För sociala aktiviteter och sportaktiviteter
- För tv och multimedia
- På resan
- I affären

PH_Pamphlet_RogerOnSphere_94x210_SV_028-2923-09.indd 5 17-09-2026 2.04.26 PM



PH_Pamphlet_RogerOnSphere_94x210_SV_028-2923-09.indd 6 17-09-2026 2.04.29 PM



PH_Pamphlet_RogerOnSphere_94x210_SV_028-2923-09.indd 7 17-09-2026 2.04.32 PM

Tekniken bakom Roger On Sphere

Roger On Sphere gör tal tydligare genom förbättrad signalbehandling, med hjälp av Phonaks dedikerade AI-chip och den beprövade Roger-plattformen.

RogerSense OS™

Denna grund bygger på fyra kärntekniker och är utformad för att förbättra din lyssningsupplevelse.


- **Always-on Sphere-teknologi:** 8 timmars kontinuerlig separation av tal från buller.
- **Multibeamteknologi:** Flera riktmikrofoner som fokuserar på talare från olika riktningar.
- **Naturlig röstbehandling:** Bättre bevarande av den ursprungliga talsignalen.
- **Adaptivt beteende:** Volymen justeras automatiskt så att röster hörs över bullret.



Oavsett vilken hörsellösning du använder ger Roger dig tillgång till Sphere-tekniken. Om du använder enheter från Phonak, Unitron, Hansaton eller Advanced Bionics kan du ta steget in i Sphere-teknikens värld med bara ett klick.

Öppna upp kommunikationen för alla röster

MultiTalker Network är unikt för Roger och helt automatiskt och gör det möjligt att använda flera Roger On Sphere-enheter tillsammans. Det fångar upp tal från flera talare och riktningar och växlar sömlöst i takt med att samtalet skiftar, vilket möjliggör effektivare och mer inkluderande kommunikation.



PH_Pamphlet_RogerOnSphere_94x210_SV_028-2923-09.indd 9 17-09-2026 2.04.34 PM

Roger nära till hands

myRogerMic-appen är särskilt utformad för användare av Roger On Sphere och gör det möjligt att justera inställningarna via telefonen i stället för på själva apparaten.

Det här kan du göra i appen:

- Kontrollera och dämpa din egen röst för ökad lyssningskomfort
- Hantera alla anslutna Roger-mikrofoner från en och samma skärm
- Styr en eller flera riktstrålar för att minska störande samtal från sidan
- Välj det mikrofonläge som passar bäst för en viss lyssningsmiljö
- Aktivera stereofunktionen för att höra varifrån en röst kommer
- Kontrollera batteristatus, mikrofonläge och andra statusindikatorer för enklare användning

Så här hämtar du appen

Skanna för att ladda ner

Google Play™ App Store®

App Store är ett tjänstemärke som tillhör Apple Inc.
Android och Google Play är varumärken som tillhör Google LLC.

PH_Pamphlet_RogerOnSphere_94x210_SV_028-2923-09.indd 10 17-09-2026 2.04.35 PM



PH_Pamphlet_RogerOnSphere_94x210_SV_028-2923-09.indd 11 17-09-2026 2.04.38 PM

På Phonak ser vi tekniken som ett verktyg som möjliggör livet, inte som dess fokus.

Sedan 1947 har vi utvecklat hörseltekniken för att hjälpa människor att hålla kontakten med det som är viktigast: de människor, ögonblick och upplevelser som formar våra liv.

I dag förenar vi schweizisk prestanda, en sömlös uppkopplad hörselupplevelse och ändamålsenlig design för att skapa hörsellösningar som är gjorda för livet där det händer.

Så att du kan känna dig trygg, vara delaktig och leva livet fullt ut.

Life is on.
Phonak är skapat för det.

phonak.com/roger

7 613389 983418

028-2923-09/V1.00/2026-08/NLG © 2026 Sonova AG. All rights reserved.

sonova
HEAR THE WORLD

Sonova Communications AG
Herrenschwandweg 4
CH-3280 Murten · Schweiz

CE