PHONAK

Roger On Sphere™

Avarra maailmaasi.



roger

Mikä on Roger On Sphere?

Roger on älykäs alusta, joka välittää puheen langattomasti suoraan kuulokojeisiin ja auttaa näin vähentämään etäisyyden ja hälyn aiheuttamia haasteita. Roger-mikrofonit toimivat kuin kolmas korva, mikä helpottaa huonokuuloisten ihmisten oppimista, työskentelyä ja sosiaalista kanssakäymistä.

Phonakin uraauurtavaan tekoälyteknologiaan perustuva Roger On Sphere on maailman ensimmäinen mikrofoni, joka erottaa puheen taustahälystä reaaliajassa, mikä helpottaa keskittymistä olennaiseen.

Lue lisää siitä, miten Roger On Sphere lisää itsevarmuuttasi useammissa tilanteissa.

Yhdeksän kuuloalan ammattilaista kymmenestä suosittelee Roger On -mikrofonia*[1]

* Kun tutkitaan kuuloalan ammattilaisia, jotka ovat aiemmin hankkineet Roger Onin.
** Perustuu 3dB parempaan signaali-kohinasuhteeseen Roger-laitteiden tyypillisellä toiminta-alueella.
[1] Lähetä sähköpostia osoitteeseen claims@sonova.com, jos haluat lisätietoja.
[2] Roh M, Gigandet X, & Sans M. (2026). Roger On Sphere - Avarra maailmaasi. Phonak Insight.

Päivitä kuuntelukokemuksesi

Nauti keskusteluista vaivattomasti, taustahälystä, kaiusta tai etäisyydestä riippumatta.

Roger On Sphere käyttää Always-on Sphere -teknologiaa puhujan äänen poimimiseen ja korostamiseen, jotta voit keskittyä olennaiseen ja pysyä yhteydessä luottavaisin mielin.

- Voita hälyn, etäisyyden ja kaiun aiheuttamat haasteet
- Roger On Sphere voi tarjota vastaavan käyttömukavuuden ja puheenerotuskyvyn kaksi kertaa hälyisemmissä tilanteissa kuin Roger On 3**[2]
- Audéo EON:n yhdessä Roger On Sphere -laitteen kanssa odotetaan parantavan merkittävästi kauempaa kuuluvan puheen ymmärrettävyyttä hälyssä verrattuna pelkkään kuulokojeeseen[2]



Ole luottavaisempi useammissa tilanteissa

Roger On Sphere on kaiken kattava ratkaisu. Monipuolisuutensa vuoksi se sopii arjen toimintoihin. Voit asettaa sen pöydälle, kiinnittää sen vaatteisiin, pitää sitä kädessäsi tai liittää sen televisioon tai multimedialaitteisiin.

Parasta on, että se analysoi automaattisesti ääniympäristöä ja tunnistaa puhujan asetusten säätämiseksi. Kuulet selkeän ja luonnollisen puheen ilman manuaalisia säätöjä.

Opinnot



- Luokassa
- Luentosaleissa
- Ryhmäkeskusteluissa
- Kahdenkeskisissä keskusteluissa
- Puheesta tekstiksi

Työelämä



- Työtapaamiset
- Kokoukset, joissa on pääpuhuja
- Työpajat
- Kahdenkeskiset keskustelut
- Verkkopuhelut

Vapaa-aika



- Ravintoloissa ja kotona
- Sosiaaliset tilanteet ja urheilu
- Televisio ja multimedia
- Matkat
- Kaupassakäynti


PHONAK


PHONAK


Roger On Spheren taustalla oleva teknologia

Roger On Sphere tekee puheesta selkeämpää parantamalla puheen käsittelyä Phonakin erityisen tekoälysirun ja hyväksi todistetun Roger-alustan avulla.

RogerSense OS™

Tämän perustana on neljä keskeistä teknologiaa, ja se on suunniteltu parantamaan kuuntelukokemustasi.

- **Always-on Sphere -teknologia:** erottaa puheen hälystä yhtäjaksoisesti 8 tunnin ajan.
- **Multibeam-teknologia:** useita suuntamikrofoneja, jotka kohdistuvat mistä tahansa suunnasta tulevaan puheeseen.
- **Luonnollinen äänenkäsittely:** alkuperäisen puhesignaalin parempi säilyminen.
- **Adaptiivinen toiminto:** säätää äänenvoimakkuutta automaattisesti, jotta äänet kuuluvat hälyn yli.



Roger tarjoaa Sphere-teknologian sinulle riippumatta siitä, mitä kuulemisen ratkaisua käytät. Jos sinulla on Phonak-, Unitron-, Hansaton- tai Advanced Bionics -kojeet, pääset Sphere-teknologian maailmaan yhdellä napsautuksella.

Kommunikoi kaikkien kanssa

Rogerin ainutlaatuisen, täysin automaattisen MultiTalker Networkin ansiosta useita Roger On Sphere -laitteita voi käyttää yhdessä. Se poimii useiden puhujien puheet useista eri suunnista ja siirtyy saumattomasti puhujasta toiseen keskustelun edetessä, mikä mahdollistaa tehokkaamman ja osallistavamman kommunikoinnin.



Roger käden ulottuvilla

myRogerMic-sovellus on suunniteltu erityisesti Roger On Sphere -laitteen käyttäjien tueksi. Sen avulla asetuksia voi säätää puhelimesta itse laitteen sijaan.

Voit tehdä sovelluksessa seuraavaa:

- Hallitse ja vaimenna omaa ääntäsi kuuntelumukavuuden parantamiseksi
- Hallitse kaikkia yhdistettyjä Roger-mikrofoneja yhdeltä näytöltä
- Ohjaa yhtä tai useampaa kuuntelusuuntaa välttääksesi häiritsevät sivuilta kuuluvat keskustelut
- Valitse mikrofonimuoto, joka sopii parhaiten kyseiseen kuunteluympäristöön
- Aktivoi stereotoiminto kuullaksesi, mistä suunnasta ääni tulee
- Tarkista akun varaus, mikrofonitila ja muut tilailmaisimet helposti ja kätevästi

Sovelluksen hankkiminen

Lataa skannaamalla

Google Play™ App Store®

App Store on Apple Inc:n palvelumerkki.
Android ja Google Play ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.


roger
PHONAK
roger
PHONAK
roger
PHONAK
roger
PHONAK

Me Phonakilla näemme teknologian elämää täydentävänä voimana, emme sen keskipisteenä.

Vuodesta 1947 lähtien olemme kehittäneet edistyksellistä kuuloteknologiaa, jotta ihmiset pysyvät yhteydessä tärkeimpiin asioihin: ihmisiin, hetkiin ja kokemuksiin, jotka muovaavat elämäämme.

Yhdistämme sveitsiläisen osaamisen, saumattoman yhdistetyn kuulokokemuksen ja tarkoituksenmukaisen muotoilun luodaksemme kuulemisen ratkaisuja, jotka on suunniteltu tosielämän tilanteisiin.

Voit siis pysyä itsevarmana, yhteydessä ja kaikessa mukana.

Life is on
Siksi Phonak.

phonak.com/roger

7 613389 983432

028-2923-11/V1.00/2026-08/NLG © 2026 Sonova AG. All rights reserved.

sonova
HEAR THE WORLD

Sonova Communications AG
Herrenschwandweg 4
CH-3280 Murten · Sveitsi

CE