PHONAK



Roger On Sphere™

Táruljon ki Ön előtt
a világ.

roger

PH_Pamphlet_RogerOnSphere_94x210_HU_028-2923-13.indd 1 05-10-2026 7.12.13 PM

Mi az a Roger On Sphere?

A Roger egy intelligens platform a beszéd közvetlenül hallókészülékekre történő, vezeték nélküli továbbítására, segítve a távolság és a zaj leküzdését. A harmadik fülként funkcionáló Roger mikrofonok lehetővé teszik a hallássérültek számára, hogy könnyebben tanuljanak, dolgozzanak és szocializálódjanak.

A Phonak úttörő AI-technológiáján alapuló Roger On Sphere a világ első olyan mikrofonja, amely valós időben választja el a beszédet a háttérzajtól, így Ön könnyebben fókuszálhat a lényegre.

Fedezze fel, hogy a Roger On Sphere hogyan teszi lehetővé, hogy még több helyzetben érezze magát magabiztosabban.

10 hallásgondozó szakemberből 9 ajánlja a Roger On használatát*[1]

* Olyan hallásgondozó szakemberek véleménye alapján, akik korábban már megvásárolták a Roger Ont.

** A Roger készülékek jellemző működési tartományában, +3 dB SNR-előny alapján.

[1] További információkért vegye fel a kapcsolatot a claims@sonova.com e-mail-címen.

[2] Roh M, Gigandet X, & Sans M. (2026). Bővítse ki a világát a Roger On Sphere-rel. Phonak Insight.

PH_Pamphlet_RogerOnSphere_94x210_HU_028-2923-13.indd 2 05-10-2026 7.12.14 PM

Javítsa hallási élményét

Élvezze a beszélgetéseket könnyedén, függetlenül a háttérzajtól, visszhangtól vagy távolságtól.

A Roger On Sphere a mindig aktív Sphere technológia segítségével rögzíti és kiemeli a beszélő hangját, így Ön arra összpontosíthat, ami igazán fontos, és magabiztosan maradhat kapcsolatban.

- Győzze le a zaj, a távolság és a visszhang hatását
- A Roger On Sphere a Roger On 3-hoz mérten akár kétszer olyan zajos helyzetekben is képes egyenértékű kényelmet és érthetőséget biztosítani**[2]
- Az Audéo EON a Roger On Sphere-rel együtt használva várhatóan lényegesen jobb beszédérthetőséget biztosít távolról, zajos környezetben, mint a hallókészülék önmagában[2]



PH_Pamphlet_RogerOnSphere_94x210_HU_028-2923-13.indd 3 05-10-2026 7.12.16 PM

Legyen magabiztos még több helyzetben

A Roger On Sphere az Ön teljes körű megoldása. Függetlenül attól, hogy asztalra helyezi, ruhára csípteti, a kezében tartja vagy tévéhez vagy multimédiás eszközökhöz csatlakoztatja, sokoldalúsága illeszkedik a mindennapi tevékenységeihez.

A legjobb az egészben, hogy automatikusan elemzi a hangkörnyezetet, és azonosítja, hogy ki beszél, majd a körülményekhez igazítja a beállításait. Tiszta, természetes beszédet érhet el kézi finomhangolás nélkül.

Felsőoktatás



- Tantermek
- Előadótermek
- Csoportos beszélgetések
- Párbeszédek
- Szövegátírással


PH_Pamphlet_RogerOnSphere_94x210_HU_028-2923-13.indd 4 05-10-2026 7.12.18 PM

Munkahely



- Kis létszámú üzleti megbeszélések
- Előadók részvételével zajló megbeszélések
- Workshopok
- Párbeszédek
- Online hívások

Társasági élet




- Étterem és otthon
- Társasági események
- TV és multimédiás eszközök használata
- Utazás
- Bevásárlás

PH_Pamphlet_RogerOnSphere_94x210_HU_028-2923-13.indd 5 05-10-2026 7.12.21 PM



PH_Pamphlet_RogerOnSphere_94x210_HU_028-2923-13.indd 6 05-10-2026 7.12.23 PM



PH_Pamphlet_RogerOnSphere_94x210_HU_028-2923-13.indd 7 05-10-2026 7.12.26 PM

A technológia a Roger On Sphere mögött

A Roger On Sphere a Phonak dedikált AI chipjének és a bevált Roger platformnak köszönhetően a beszédfeldolgozás finomításával tisztábbá teszi a beszédet.

RogerSense OS™

A négy alapvető technológiára épülő alap működés célja, hogy javítsa a hallásélményt.


- **Always-on Sphere technológia:** 8 irányi folyamatos beszédleválasztás a zajtól.
- **Többnyalábos technológia:** Több iránymikrofon, amely bármilyen irányból a beszélőkre fókuszál.
- **Természetes hangfeldolgozás:** Az eredeti beszédjel jobb megőrzése.
- **Adaptív működés:** Automatikusan beállítja a hangerőt, hogy a hangok a zajok felett is hallhatók legyenek.



Függetlenül attól, hogy melyik hallási megoldást használja, a Roger elérhetővé teszi Önnek a Sphere technológiát. Ha Phonak, Unitron, Hansaton vagy Advanced Bionics készülékekkel rendelkezik, egyetlen kattintással beléphet a Sphere technológia világába.

Nyissa meg a kommunikációt minden hang számára

A Roger esetében egyedülálló és teljesen automatikus MultiTalker Network lehetővé teszi több Roger On Sphere készülék együttes használatát. Több beszélőtől és irányból is felveszi a beszédet, zökkenőmentesen váltva a beszélgetés során, így hatékonyabb és befogadóbb kommunikációt tesz lehetővé.



Roger, mindössze karnyújtásnyira

A myRogerMic alkalmazást kifejezetten a Roger On Sphere felhasználóinak támogatására tervezték. Az alkalmazással beállíthatja eszközét a telefonján ahelyett, hogy az eszközén kellene ezzel bajlódnia.

Az alkalmazásból a következőket teheti meg:

- Szabályozza és csökkentse saját hangja hangerejét a nagyobb hallási kényelem érdekében
- Kezelje az összes csatlakoztatott Roger mikrofont egy képernyőről
- Irányítson át egy vagy több mikrofonnyalábot a zavaró mellékbeszélgetések kiszűrése érdekében
- Válassza ki az adott hangkörnyezetnek legjobban megfelelő mikrofonüzemmódot
- Aktiválja a sztereó módot, hogy hallja, honnan jön egy hang
- Ellenőrizze az akkumulátor töltöttségét, a mikrofonüzemmódot és az egyéb állapotjelzőket a nagyobb kényelem érdekében

Az alkalmazás beszerzése

Olvassa be a letöltéshez

Google Play™

App Store®

Az App Store az Apple Inc. szolgáltatási védjegye.
Az Android és a Google Play a Google LLC védjegye.

PH_Pamphlet_RogerOnSphere_94x210_HU_028-2923-13.indd 10 05-10-2026 7.12.29 PM



PH_Pamphlet_RogerOnSphere_94x210_HU_028-2923-13.indd 11 05-10-2026 7.12.33 PM

A Phonaknál a technológiát az élet elősegítőjének tekintjük, nem pedig a fókuszpontjának.

1947 óta olyan fejlett hallási technológiát alkalmazunk, amely segít az embereknek kapcsolatban maradni azzal, ami igazán fontos: azokkal az emberekkel, pillanatokkal és élményekkel, amelyek formálják az életünket.

Ma a svájci mérnöki teljesítményt, a zökkenőmentesen összekapcsolt hallásélményt és a céltudatos tervezést ötvözzük, hogy olyan hallási megoldásokat hozzunk létre, ahol maga az élet zajlik.

Így magabiztosan kapcsolatban maradhat, és teljes mértékben megélheti a pillanatot.

Life is on.
A Phonak erre készült.

phonak.com/roger

7 613389 983449

028-2923-13/V1.00/2026-08/NLG © 2026 Sonova AG. All rights reserved.

sonova
HEAR THE WORLD

Sonova Communications AG
Herrenschwandweg 4
CH-3280 Murten · Svájc

CE